

Заказчик: 	Отделение:
ФИО врача: 	ФИО медсестры:
ФИО пациента: 	
Дата рождения: 	Пол:
Диагноз: 	
Страховая компания: 	
Дата выдачи: 	

АЛЛЕРГОЛОГИЧЕСКИЕ И ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ. АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Клинический анализ крови		
☒	02-014	Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ)
☒	02-025	Лейкоцитарная формула 2
☒	02-029	Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ
Неспецифические маркеры аллергических реакций		
☒	08-017	Суммарные иммуноглобулины E (IgE) в сыворотке ●
☒	08-094	Эозинофильный катионный белок (ECP) ● ↻ ⚡
☒	08-134	Триптаза ● ↻ ⚡
☒	06-189	Гистамин в крови ● ↻ ⚡
Скрининговые исследования		
☒	21-675	Фадиапон (ImmunoCAP) ● / К
☒	21-676	Фадиапон детский (ImmunoCAP)
Иммунологические исследования		
☒	20-067	Иммунологическое обследование первичное ●
☒	20-073	Иммунологическое обследование для детей ● ↻ ⚡
☒	20-068	Иммунологическое обследование при вирусной инфекции 2 ● КТ
☒	20-069	Иммунологическое обследование при аутоиммунных заболеваниях
☒	20-070	Иммунологическое обследование при онкологических заболеваниях
☒	08-009	Суммарные иммуноглобулины A (IgA) в сыворотке
☒	08-010	Суммарные иммуноглобулины G (IgG) в сыворотке ●
☒	08-011	Суммарные иммуноглобулины M (IgM) в сыворотке
☒	20-019	C3 компонент комплемента
☒	20-020	C4 компонент комплемента
☒	20-024	Циркулирующие иммунные комплексы (ЦИК) ● ↻ ⚡
Симптомные профили		
☒	40-506	Аллергологическое обследование детей при астме/рините
☒	40-507	Аллергологическое обследование взрослых при астме/рините
☒	40-443	Аллергологическое обследование при экземе
☒	40-444	Аллергологическое обследование перед вакцинацией ●
☒	40-445	Компонентная диагностика аллергии на молоко
☒	40-446	Компонентная диагностика аллергии на яичный белок
☒	40-447	Компонентная диагностика аллергии на фрукты (персик)
IgE ● / К Аллергокомпоненты		
☒	21-710	f76 - альфа-лактальбумин nBos d 4 (ImmunoCAP)
☒	21-713	f77 - бета-лактоглобулин nBos d 5 (ImmunoCAP)
☒	21-712	e204 - бычий сывороточный альбумин nBos d6 (ImmunoCAP)
☒	21-682	f232 - овалбумин яйца nGal d2 (ImmunoCAP)
☒	21-683	f233 - овомукоид яйца nGal d1 (ImmunoCAP)
☒	21-684	k208 - лизоцим яйца nGal d4 (ImmunoCAP)

	21-685	f323 - кональбумин яйца nGal d3 (ImmunoCAP)
	21-686	f419 - персик rPru p1 PR-10 (ImmunoCAP)
	21-687	f420 - персик rPru p3 LTP (ImmunoCAP)
	21-688	f421 - персик rPru p4 Профилин (ImmunoCAP)
	21-681	t215 - береза rBet v1 PR-10 (ImmunoCAP)
	21-705	t221 - береза rBet v 2, rBet v 4 (рекомбинантный) (ImmunoCAP)
	21-703	g213 - тимopheевка луговая (recombinant) rPhl p1, rPhl p5b (ImmunoCAP)

	21-704	g214 - тимOFFеевка луговая (recombinant) rPhl p7, rPhl p12 (ImmunoCAP)
	21-706	w230 - амброзия (recombinant) nAmb a 1 (ImmunoCAP)
	21-707	d202 - клещ домашней пыли nDer p 1 (ImmunoCAP)
	21-708	d203 - клещ домашней пыли rDer p 2 (ImmunoCAP)
	21-709	d205 - тропомиозин, клещ домашней пыли rDer p 10 (ImmunoCAP)

IgE	● / К	Прогнозирование эффективности АСИТ
☐	40-509	Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных деревьев порядка Букоцветные
☐	40-510	Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных злаковых трав
☐	40-511	Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической иммунотерапии) экстрактом пыльцы различных сорных трав (лебеда, подсолнечник, одуванчик, крапива, подорожник, амброзия)
☐	40-512	Прогнозирование эффективности АСИТ (аллерген специфической иммунотерапии) клещами домашней пыли

Специфические иммуноглобулины классов Е и G к панелям аллергенов		
IgE	● / ●	Панели аллергенов (ImmunoCAP)
☐		21-673 Аллергочип ImmunoCAP
☐		21-668 Пищевые аллергены fx5 (ImmunoCAP): яичный белок, молоко, треска, пшеница, арахис, соя
☐		21-672 Пищевые аллергены fx26 (ImmunoCAP): яичный белок, коровье молоко, арахис, горчица
☐		21-669 Пищевые аллергены fx73 (ImmunoCAP): свинина, говядина, курица
☐		21-662 Бытовые аллергены hx2 (ImmunoCAP): домашняя пыль, клещ домашней пыли D.pteronysinus, клещ домашней пыли D.farinae, таракан рыжий
☐		21-666 Аллергены животных ex2 (ImmunoCAP): перхоть кошки, перхоть собаки, эпителий морской свинки, крыса, мышь
☐		21-728 Аллергены животных ex73 (ImmunoCAP): перья птиц: гуся, курицы, утки, попугая
☐		21-663 Аллергены плесени mx1 (ImmunoCAP): Penicillium chrysogenum, Cladosporium herbarum, Aspergillus fumigatus, Alternaria alternata
☐		21-702 Панель аллергенов деревьев tx9 (ImmunoCAP), IgE: ольха серая, береза бородавчатая, лещина, дуб, ива
☐		21-664 Аллергены злаковых трав gx1 (ImmunoCAP): ежа сборная, овсяница луговая, плевел, тимopheевка луговая, мятлик луговой
☐		21-667 Аллергены сорных трав wx5 (ImmunoCAP): амброзия высокая, полынь, нивяник, одуванчик, золотарник
☐		21-670 Аллергены сорных трав wx3 (ImmunoCAP): полынь, подорожник ланцетовидный, марь, золотарник, крапива двудомная
☐		21-671 Аллергены трав wx209 (ImmunoCAP): амброзия высокая, амброзия голометельчатая, амброзия трехнадрезная

IgE	Панели аллергенов	IgG
	Определение специфических IgG к 90 наиболее часто встречаемым пищевым аллергенам	21-090
	21-531 "Профессиональные" аллергены № 1: перхоть лошади, перхоть коровы, перо гуся, перо курицы	
	21-534 Аллергены деревьев № 1: клен ясенелистый, береза, вяз, дуб, грецкий орех	
	21-535 Аллергены деревьев № 2: клен ясенелистый, тополь, вяз, дуб, pekan	
	21-537 Аллергены деревьев № 5: ольха, лещина обыкновенная, вяз, ива белая, тополь	
	21-528 Аллергены животных № 70: эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь	
	21-529 Аллергены животных № 71: перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка	
	21-530 Аллергены животных № 72: перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки	
	21-533 Аллергены клещей № 1: Dermatophagoides pteronyssinus, Dermatophagoides farinae, Dermatophagoides microceras, Lepidoglyphus destructor, Tyrophagus putrescentiae, Glycyphagus domesticus, Euroglyphus maynei, Blomia tropicalis	
	Аллергены плесени №1: Penicillium notatum, Aspergillus fumigatus, Alternaria tenuis, Cladosporium herbarum, Candida albicans	21-563
	21-538 Аллергены сорных трав № 1: амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/солянка, поташник	
	21-006 Аллергены трав №3: колосок душистый, рожь многолетняя, рожь культивированная, тимopheвка, бухарник шерстистый	
	21-557 Ингаляционные аллергены № 2: тимopheвка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная	
	21-558 Ингаляционные аллергены № 3: Dermatophagoides pteronyssinus, эпителий кошки, эпителий собаки, Aspergillus fumigatus	

☒	21-559	Ингаляционные аллергены № 6: Cladosporium herbarum, тимopheевка, Alternaria alternata (tenuis), береза, полынь обыкновенная		
☒	21-001	Ингаляционные аллергены № 7: эпителий кошки, перхоть собаки, эпителий кролика, перхоть лошади, клещ Dermatophagoides pteronyssinus		
	IgE	Панели аллергенов		IgG
☒	21-560	Ингаляционные аллергены № 8: эпителий кошки, Dermatophagoides pteronyssinus, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимopheевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporium herbarum)		
☒	21-561	Ингаляционные аллергены № 9: эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, Alternaria alternata (tenuis), подорожник		
☒	21-541	Пищевые аллергены № 1: арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех	☒	21-583
☒	21-542	Пищевые аллергены № 2: треска, тунец, креветки, лосось, мидии	☒	21-584
☒	21-540	Пищевые аллергены № 3: пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука	☒	21-582
		Пищевые аллергены № 5: яичный белок, коровье молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы	☒	21-585
☒	21-544	Пищевые аллергены № 6: рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы	☒	21-586
☒	21-545	Пищевые аллергены № 7: яичный белок, рис, коровье молоко, арахис, пшеничная мука, соевые бобы	☒	21-587
☒	21-546	Пищевые аллергены № 13: зеленый горошек, белая фасоль, морковь, картофель	☒	21-588
☒	21-547	Пищевые аллергены № 15: апельсин, банан, яблоко, персик	☒	21-589
☒	21-548	Пищевые аллергены № 24: фундук, креветки, киви, банан	☒	21-590
☒	21-549	Пищевые аллергены № 25: семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей	☒	21-591
		Пищевые аллергены № 26: яичный белок, молоко, арахис, горчица	☒	21-592
☒	21-553	Пищевые аллергены № 50: киви, манго, бананы, ананас	☒	21-595
☒	21-554	Пищевые аллергены № 51: томаты, картофель, морковь, чеснок, горчица	☒	21-596
		Пищевые аллергены № 73: свинина, куриное мясо, говядина, баранина	☒	21-597

Специфические иммун-ны классы E и G к индивидуальным аллергенам	
Аллергены (ImmunoCAP)	
IgE ●/К	Пищевые аллергены
☒	21-643 f33 - апельсин (ImmunoCAP)
☒	21-733 f13 - арахис (ImmunoCAP)
☒	21-648 f92 - банан (ImmunoCAP)
☒	21-649 f259 - виноград (ImmunoCAP)
☒	21-636 f79 - глютен (клеяковина) (ImmunoCAP)
☒	21-628 f27 - говядина (ImmunoCAP)
☒	21-635 f11 - гречиха, гречневая мука (ImmunoCAP)
☒	21-696 f221 - зерна кофе (ImmunoCAP)
☒	21-630 f78 - казеин (ImmunoCAP)
☒	21-642 f93 - какао (ImmunoCAP)
☒	21-644 f35 - картофель (ImmunoCAP)
☒	21-694 f84 - киви (ImmunoCAP)
☒	21-629 f231 - кипяченое молоко (ImmunoCAP)
☒	21-650 f44 - клубника (ImmunoCAP)
☒	21-737 f300 - козье молоко (ImmunoCAP)
☒	21-695 f24 - креветки (ImmunoCAP)
☒	21-651 f208 - лимон (ImmunoCAP)
☒	21-640 f41 - лосось (ImmunoCAP)
☒	21-697 f247 - мед (ImmunoCAP)
☒	21-627 f2 - молоко (ImmunoCAP)
☒	21-645 f31 - морковь (ImmunoCAP)
☒	21-655 f284 - мясо индейки (ImmunoCAP)
☒	21-623 f83 - мясо курицы (ImmunoCAP)
☒	21-634 f7 - овес, овсяная мука (ImmunoCAP)
☒	21-689 f45 - пекарские дрожжи (ImmunoCAP)
☒	21-674 f4 - пшеница, пшеничная мука (ImmunoCAP)
☒	21-638 f9 - рис (ImmunoCAP)
☒	21-637 f5 - рожь, ржаная мука (ImmunoCAP)
☒	21-654 f26 - свинина (ImmunoCAP)
☒	21-677 f14 - соя (ImmunoCAP)
☒	21-646 f25 - томаты (ImmunoCAP)
☒	21-639 f3 - треска (ImmunoCAP)
☒	21-653 f225 - тыква (ImmunoCAP)
☒	21-641 f204 - форель (ImmunoCAP)
☒	21-652 f291 - цветная капуста (ImmunoCAP)
☒	21-647 f49 - яблоко (ImmunoCAP)
☒	21-622 f245 - яйцо (ImmunoCAP)
☒	21-624 f1 - яичный белок (ImmunoCAP)
☒	21-625 f75 - яичный желток (ImmunoCAP)
IgE ●/К	Аллергены пыльцы
☒	21-730 w1 - амброзия высокая (ImmunoCAP)

21-657	t3 - береза бородавчатая (ImmunoCAP)
21-735	t209 - граб обыкновенный (ImmunoCAP)
21-715	t7 - дуб (ImmunoCAP)
21-721	g3 - ежа сборная (ImmunoCAP)
21-732	w12 - золотарник (ImmunoCAP)
21-716	t12 - ива белая (ImmunoCAP)
21-727	g1 - колосок душистый (ImmunoCAP)
21-725	g11 - костер полевой (ImmunoCAP)
21-714	t4 - лещина обыкновенная (ImmunoCAP)
21-736	t208 - липа (ImmunoCAP)
21-722	g16 - лисохвост луговой (ImmunoCAP)
21-718	g8 - мятлик луговой (ImmunoCAP)
21-731	w7 - нивяник (поповник) (ImmunoCAP)
21-720	g4 - овсяница луговая (ImmunoCAP)
21-658	w8 - одуванчик (ImmunoCAP)
21-660	t2 - ольха серая (ImmunoCAP)
21-726	g9 - полевица (ImmunoCAP)
21-659	w6 - полынь (ImmunoCAP)
21-723	g204 - райграс французский высокий (ImmunoCAP)
21-719	g5 - рожь многолетняя (ImmunoCAP)
21-734	w206 - ромашка (ImmunoCAP)
21-724	g2 - свиной пальчатый (ImmunoCAP)
21-661	g6 - тимopheevka луговая (ImmunoCAP)
21-656	t14 - тополь (ImmunoCAP)
21-690	t15 - асень американский (ImmunoCAP)

IgE ●/● Аллергены животных		
☐	21-691	Аллерген е70 - перо гуся (ImmunoCAP)
☐	21-626	Аллерген е85 - перо курицы (ImmunoCAP)
☐	21-693	Аллерген е213 - перо попугая (ImmunoCAP)
☐	21-692	Аллерген е86 - перо утки (ImmunoCAP)
☐	21-621	Аллерген е5 - перхоть собаки (ImmunoCAP)
☐	21-620	Аллерген е1 - эпителий и перхоть кошки (ImmunoCAP)
☐	21-729	Аллерген е6 - эпителий морской свинки (ImmunoCAP)

IgE  / К Бытовые аллергены	
	21-632 h1 – домашняя пыль (Greer) (ImmunoCAP)
	21-633 h2 – домашняя пыль (Hollister) (ImmunoCAP)
	21-678 d1 – клещ домашней пыли Dermatophagoides pteronyssinus (ImmunoCAP)
	21-631 d2 – клещ домашней пыли Dermatophagoides farinae (ImmunoCAP)
	21-717 i6 – таракан-прусок (ImmunoCAP)

IgE  К Аллергены плесени	
	21-698 m6 - Alternaria alternata (ImmunoCAP)
	21-699 m3 - Aspergillus fumigatus (ImmunoCAP)
	21-700 m2 - Cladosporium herbarum (ImmunoCAP)
	21-701 m227 - Malassezia spp. (ImmunoCAP)

Аллергены			
	IgE	Пищевые аллергены	IgG
✖	21-162	f237 - абрикос	✖ 21-421
✖	21-163	f96 - авокадо	✖ 21-422
		f76 - альфа-лактоальбумин	✖ 21-355
✖	21-019	f210 - ананас	✖ 21-279
		f33 - апельсин	✖ 21-280
		f13 - арахис	✖ 21-281
✖	21-134	f262 - баклажан	✖ 21-393
		f92 - банан	✖ 21-282
✖	21-109	f88 - баранина	✖ 21-368
		f77 - бета-лактоглобулин	✖ 21-356
✖	21-146	f234 - ваниль	✖ 21-405
		f259 - виноград	✖ 21-285
✖	21-164	f242 - вишня	✖ 21-423
		f27 - говядина	✖ 21-286
✖	21-147	f89 - горчица	✖ 21-406
✖	21-105	f338 - гребешок (моллюск)	✖ 21-364
✖	21-027	f209 - грейпфрут	✖ 21-287
		f11 - гречневая мука	✖ 21-289
✖	21-165	f94 - груша	✖ 21-424
✖	21-166	f87 - дыня	✖ 21-425
✖	21-034	f12 - зеленый горошек	✖ 21-294
	21-149	f270 - имбирь	✖ 21-408
		f284 - индейка	✖ 21-369
✖	21-167	f402 - инжир	✖ 21-426
		f78 - казеин	✖ 21-357
		f93 - какао	✖ 21-385
✖	21-101	f254 - камбала	✖ 21-360
✖	21-135	f260 - капуста брокколи	✖ 21-394
✖	21-136	f217 - капуста брюссельская	✖ 21-395
✖	21-036	f216 - капуста кочанная	✖ 21-296
		f291 - капуста цветная	✖ 21-396
✖	21-150	f281 - карри (приправа)	✖ 21-409
		f35 - картофель	✖ 21-297
		f84 - киви	✖ 21-427
		f231 - кипяченое молоко	✖ 21-353
		f79 - клейковина (глютен)	✖ 21-371
		f44 - клубника	✖ 21-299
✖	21-040	f36 - кокос	✖ 21-300
		f2 - коровье молоко	✖ 21-303
		f221 - кофе	✖ 21-305
✖	21-046	f23 - крабы	✖ 21-306
		f24 - креветки	✖ 21-307
✖	21-120	f10 - кунжут	✖ 21-379
		f83 - куриное мясо	✖ 21-308
✖	21-151	f278 - лавровый лист	✖ 21-410
		f208 - лимон	✖ 21-311
✖	21-104	f80 - лобстер (омар)	✖ 21-363
		f41 - лосось	✖ 21-313
✖	21-144	f48 - лук	✖ 21-403
✖	21-170	f91 - манго	✖ 21-429
✖	21-178	k84 - масло подсолнечное	✖ 21-437
✖	21-054	f37 - минди	✖ 21-314
✖	21-055	f20 - миндаль	✖ 21-315
✖	21-095	f236 - молочная сыворотка	✖ 21-354
		f31 - морковь	✖ 21-316
✖	21-113	f8 - мука кукурузная	✖ 21-372
✖	21-116	f6 - мука ячменная	✖ 21-375
		f7 - мука овсяная	✖ 21-373
		f5 - мука ржаная	✖ 21-374
✖	21-154	f405 - мята	✖ 21-413
✖	21-121	f309 - нут (турецкий горох)	✖ 21-380
		f232 - овальбумин	✖ 21-350
		f233 - овомокоид	✖ 21-351
✖	21-059	f244 - огурец	✖ 21-311

Условные обозначения:

-    Венозная кровь берется в пробирку с соответствующим цветом крышки
-  2 Венозная кровь берется в пробирку с фиолетовой крышкой объемом 2 мл

- К Капиллярная кровь берется в микропробирку с желтой крышкой (с гелем)
- ↻ Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования сгустка
- ↓ Перенести сыворотку/плазму в транспортную пробирку

- ❄ Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии
- КТ Биоматериал хранить и транспортировать строго при комнатной температуре

☐	21-225	f256 - орех грецкий	
☐	21-128	f202 - орех кешью	☐ 21-387
		f45 - пекарские дрожжи	☐ 21-321
☐	21-156	f263 - перец зеленый	☐ 21-415
☐	21-155	f218 - перец красный (паприка)	☐ 21-414
☐	21-157	f280 - перец черный	☐ 21-416
☐	21-173	f95 - персик	☐ 21-432
☐	21-140	f86 - петрушка	☐ 21-399
☐	21-131	f403 - пивные дрожжи	☐ 21-390
☐	21-117	f55 - просо	☐ 21-376
		f4 - пшеничная мука	☐ 21-329
		f9 - рис	☐ 21-377
☐	21-102	f61 - сардина	☐ 21-361
		f26 - свинина	☐ 21-332
☐	21-073	f85 - сельдерей	☐ 21-333
☐	21-103	f50 - скумбрия	☐ 21-362
☐	21-174	f255 - слива	☐ 21-433
		f14 - соевые бобы	☐ 21-334
☐	21-132	f90 - солод	☐ 21-391
☐	21-139	f261 - спаржа	☐ 21-398
☐	21-100	f82 - сыр моулд	☐ 21-359
☐	21-099	f81 - сыр чеддер	☐ 21-358
		f25 - томаты	☐ 21-337
		f3 - треска	☐ 21-339
☐	21-080	f40 - тунец	☐ 21-340
		f225 - тыква	☐ 21-397
☐	21-107	f290 - устрицы	☐ 21-366
☐	21-122	f15 - фасоль белая	☐ 21-381
☐	21-123	f315 - фасоль зеленая	☐ 21-382
☐	21-124	f287 - фасоль красная	☐ 21-383
☐	21-175	f289 - финики	☐ 21-434
☐	21-130	f203 - фисташковые орехи	☐ 21-389
		f204 - форель	☐ 21-341
☐	21-082	f17 - фундук	☐ 21-342
☐	21-176	f301 - хурма	☐ 21-435
☐	21-143	f47 - чеснок	☐ 21-402
☐	21-119	f235 - чечевица	☐ 21-378
☐	21-111	f212 - шампиньоны	☐ 21-370
☐	21-084	f105 - шоколад	☐ 21-344
☐	21-142	f214 - шпинат	☐ 21-401
		f49 - яблоко	☐ 21-347
☐	21-177	f288 - ягоды рода брусничных (черника, голубика, брусника)	☐ 21-436
		f245 - яйцо куриное	☐ 21-352
		f1 - яичный белок	☐ 21-348
		f75 - яичный желток	☐ 21-349

Пыльцевые аллергены			
IgE	Аллергены деревьев		IgG
☐	21-204	t19 - акация	
☐	21-217	t401 - бразильское перечное дерево	☐ 21-476
		t5 - бук	
☐	21-206	t8 - вяз	
☐	21-207	t10 - грецкий орех	☐ 21-288
☐	21-209	t77 - дуб смешанный	
☐	21-038	t1 - клен ясенелистный	
☐	21-218	t11 - платан	
☐	21-220	t16 - сосна белая	
☐	21-223	t18 - эвкалипт	

IgE	Аллергены трав		IgG
☐	21-024	g13 - бухарник шерстистый	
☐	21-229	g202 - кукурузные рыльца	
☐	21-230	g14 - овес культивированный	
☐	21-231	g15 - пшеница культивированная	
☐	21-070	g12 - рожь культивированная	

IgE	Аллергены сорных трав		IgG
☐	21-235	w20 - крапива	
☐	21-236	w75 - лебеда седоватая	
☐	21-238	w10 - марь белая	
☐	21-240	w9 - подорожник	
☐	21-241	w5 - полынь горькая	
☐	21-242	w19 - постенница лекарственная	

IgE	Аллергены животных		IgG
☐	21-179	e7 - голубиный помет	
☐	21-186	e87 - крыса	

☐	21-187	e74 - моча крысы	
☐	21-194	e88 - мышь	
☐	21-200	e78 - перо волнистого попугая	
☐	21-182	e201 - перо канарейки	
☐	21-184	e4 - перхоть коровы	
☐	21-192	e3 - перхоть лошади	
☐	21-191	e219 - протеины сыворотки курицы	
☐	21-203	e84 - хомяк	
☐	21-183	e80 - эпителий козы	
☐	21-185	e82 - эпителий кролика	
☐	21-189	e73 - эпителий крысы	
☐	21-198	e81 - эпителий овцы	
☐	21-201	e83 - эпителий свиньи	
☐	21-086	e2 - эпителий собаки	☐ 21-346
		e1 - эпителий кошки	☐ 21-345

Бытовые аллергены		IgG
	d2 - пироглифидный клещ Dermatophagoides farinae	☐ 21-324

IgE	Аллергены плесени		IgG
☐	21-011	m5 - Candida albicans	
☐	21-245	m208 - Chaetomium globosum	

IgE	Инсектные аллергены		IgG
☐	21-042	i71 - комар	
☐	21-250	i73 - личинка красной мошки	
☐	21-249	i8 - моль	
☐	21-256	i4 - осиный яд (Polistes spp.)	
☐	21-255	i3 - осиный яд (Vesputa spp.)	
☐	21-257	i1 - пчелиный яд	
☐	21-071	i70 - рыжий муравей	
☐	21-251	i204 - слепень	
☐	21-252	i2 - шершень	





IgE	Аллергены гельминтов		IgG
☐	21-009	p1 - Ascaris lumbricoides (аскарида)	

IgE	Лекарственные аллергены		IgG
☐	21-017	c204 - амоксициллин	
☐	21-018	c203 - ампициллин	
☐	21-604	c68 - артикаин / ультракаин	
☐	21-608	c86 - бензокаин	
☐	21-610	c89 - бупивакаин / анекаин / маркаин	
☐	21-260	c71 - инсулин бычий	
☐	21-259	c70 - инсулин свиной	
☐	21-261	c73 - инсулин человеческий	
☐	21-606	c82 - лидокаин / ксилокаин	
☐	21-605	c88 - мепивакаин / полокаин	
☐	21-062	c1 - пенициллин G	
☐	21-258	c2 - пенициллин V	
☐	21-609	c100 - прилокаин / цитанест	
☐	21-607	c83 - прокаин / новокаин	
☐	21-611	c210 - тетрака ин / дикаин	

IgE	Прочие аллергены		IgG
☐	21-049	k82 - латекс	
		k225 - пероксидаза хрена	
☐	21-265	k301 - пыль пшеничной муки	
☐	21-267	k81 - фикус	
☐	21-266	k80 - формальдегид	
☐	21-246	o72 - энтеротоксин A (Staphylococcus aureus)	
☐	21-247	o73 - энтеротоксин B (Staphylococcus aureus)	
☐	21-619	b1 - акрил	
☐	21-262	o1 - хлопок	
☐	21-263	k74 - шелк	
☐	21-083	k20 - шерсть	

IgE	Аллергены металлов	
☐	21-614	k43 - золото
☐	21-617	k46 - кобальт
☐	21-615	k44 - медь
☐	21-612	k40 - никель
☐	21-618	k48 - палладий
☐	21-616	k45 - платина
☐	21-613	k41 - хром

Аутоиммунные заболевания			
Аутоиммунные антитела			
☐	13-020	Ревматоидный фактор	
☐	13-013	Антифосфолипидные антитела IgM	
☐	13-019	Антифосфолипидные антитела IgG	☒
☐	13-017	Антитела к глиадину, IgA	
☐	13-018	Антитела к глиадину, IgG, титр	
☐	13-007	Антитела к двухцепочечной ДНК (анти dsDNA), скрининг	☒ *
☐	13-015	Антитела к ядерным антигенам (ANA), скрининг	☒ ↓*
☐	13-008	Антитела к инсулину	
☐	13-014	Антитела к циклическому цитруллинсодержащему пептиду, IgG	
☐	13-021	Антитела к митохондриям (AMA)	
☐	13-022	Антитела к микросомальной фракции печени и почек (анти-LKM)	
☐	13-024	Антитела к бета-2-гликопротеину	
☐	13-025	Антикератиновые антитела (АКА)	
☐	13-026	Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV)	
☐	13-027	Антитела к базальной мембране клубочка	
☐	13-028	Антитела к C1q фактору комплемента	
☐	13-029	Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC)	
☐	13-030	Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка	
☐	13-016	Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы	
☐	13-031	Антитела к гладким мышцам	
☐	13-032	Антитела к эндомизию, IgA	
☐	13-033	Антитела к тканевой транслгутаминазе, IgG	
☐	13-034	Антитела к тканевой транслгутаминазе, IgA	
☐	13-035	Антиретикулиновые антитела (АРА)	
☐	13-036	Антитела к десмосомам кожи	
☐	13-037	Антитела к эпидермальной базальной мембране	
☐	13-038	Антитела к миокарду	
☐	13-039	Антитела к скелетным мышцам	
☐	13-040	Антитела к ганглиозидам GM1, GD1b, GQ1b	
☐	13-041	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам	
☐	13-043	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка	
☐	13-045	Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках	
☐	13-046	Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин)	
☐	13-047	Антитела к кардиолипину, IgG и IgM	
☐	13-048	Антиперинуклеарный фактор	
☐	13-052	Антитела к цитоплазме нейтрофилов, IgG (с определением типа свечения)	
☐	13-053	Антитела к милопероксидазе (анти-MPO)	
☐	13-054	Антитела к протеиназе-3 (анти-PR-3)	
☐	13-063	Антинуклеарные антитела (анти-Sm, RNP, SS-A, SS-B, Scl-70, PM-Scl, PCNA, CENT-B, Jo-1, гистонов, нуклеосом, Ribo P, AMA-M2), иммуноблот	
☐	13-068	Антитела к антигенам аутоиммунных заболеваний печени (антитела к микросомам печени-почек 1 типа (LKM-1), пируват-декарбоксилазному комплексу митохондрий (PDC/M2), цитозольному антигену (LC-1) и растворимому антигену печени (SLA/LP))	
☐	13-080	Совместное определение антикератиновых антител и антиперинуклеарного фактора	
☐	13-081	Панель антител к антигенам цитоплазмы нейтрофилов (ANCA Combi 7)	
☐	13-082	Антитела к тромбоцитам	
☐	13-083	Антитела к внутреннему фактору Кастла	
☐	13-089	Антитела к глутаматдекарбоксилазе (анти-GAD)	
☐	13-091	Развернутая диагностика склеродермии (иммуноблот антинуклеарных антител: анти-Scl-70, CENT-A, CENT-B, RP11, RP155, Fibrillarin, NOR90, Th/To, PM-Scl 100/75, Ku, PDGFR, Ro-52)	
☐	13-092	Диагностика миастении (антитела к ацетилхолиновому рецептору (AхP))	



	13-093	Антитела к нуклеосомам класса IgG
	13-097	Антитела к асиалогликопротеиновому рецептору (ASGPR)
	13-102	Антитела к дсДНК-нуклеосомному комплексу класса IgG, подтверждение, тест 2-го поколения
	13-104	Антитела к фосфатидил-протромбину (PS-PT) IgG/IgM суммарно
	13-106	Антитела к рецептору фосфолипазы A2 - диагностика мембранозной нефропатии
	13-107	Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) классов IgG
	13-108	Антитела к Saccharomyces cerevisiae (ASCA) классов IgA
	13-109	Антитела к цитоплазме нейтрофилов класса IgA (АНЦА)
	13-110	Антитела к бокаловидным клеткам кишечника
	13-111	Антитела к десмоглеину-1
	13-112	Антитела к десмоглеину-3
	13-113	Антитела к белку BP180
	13-114	Антитела к белку BP230
	13-115	Антитела к аквапорину 4 (NMO)
	13-116	Антитела к антигенам клеток поджелудочной железы (GAD/IA-2)
	13-117	Антитела к тирозинфосфатазе (IA-2)
	13-118	Антитела к антигенам миелина
	13-119	Антитела к аннексину V класса IgG
	13-120	Антитела к аннексину V класса IgM

Диагностика аутоиммунных заболеваний		
	13-001	Антитела к овариальным (текальным) антигенам
	13-003	Антитела к спермальным антигенам (в крови)
	13-004	Антитела к спермальным антигенам (в сперме)
	13-059	Скрининг болезней соединительной ткани
	13-067	Скрининг аутоиммунного поражения печени
	13-069	Развернутая серология аутоиммунных заболеваний печени
	13-096	Диагностика аутоиммунного панкреатита (определение концентрации IgG4)
	13-060	Диагностика системной красной волчанки
	13-049	Типирование HLA-B27
	13-094	Кальпротектин в кале
	13-078	Скрининг целиакии
	13-070	Уточнение диагноза целиакии
	13-079	Полное серологическое обследование при целиакии
	13-061	Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС)
	13-062	Развернутая диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС)
	13-064	Диагностика раннего ревматоидного артрита
	13-066	Диагностика аутоиммунного поражения почек
	13-072	Дифференциальная диагностика болезни Крона и язвенного колита

	13-071	Диагностика воспалительных заболеваний кишечника (антитела к бокаловидным клеткам кишечника и протокам поджелудочной железы)
	13-065	Диагностика гранулематозных васкулитов
	13-099	Скрининг миеломной болезни и парапротеинемий (иммунофиксация сыворотки крови с пентавалентной сывороткой)
	13-101	Белок Бенс-Джонса, количественно (иммунофиксация мочи)
	13-056	Иммунофиксация иммуноглобулинов сыворотки крови и мочи с антисыворотками IgG, A, M, K, L с количественным определением парапротеина
	13-058	Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке)
	13-074	Диагностика пузырных дерматозов
	13-075	Диагностика воспалительных миокардиопатий
	13-076	Диагностика паранеопластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma))
	13-077	Диагностика полимиозита (антитела к антигенам Mi-2, Ku, Pm-Scl, антисинтетазные антитела (Jo-1, PL-7, PL-12))
	13-098	Основной белок миелина в ликворе (цереброспинальной жидкости)
	13-095	Определение неоптерина в сыворотке крови (диагностика туберкулеза и вирусных инфекций)

Условные обозначения:

- Венозная кровь берется в пробирку с желтой крышкой (с гелем)
- Пробирка вакуумная для мочи стандартная (желтая крышка с желтым кольцом)
- Наборы для сбора и транспортировки суточной мочи
(Внимание! В лабораторию отправлять только контейнер)
- * Интерпретация результатов исследования

- Кровь берется в пробирку с соответствующим цветом крышки
- Кровь на данное исследование берется в отдельную пробирку
- Контейнер для забора кала
- Стерильный контейнер (сухой) без наполнителей

- Кровь после венопункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования густка
- Перенести сыворотку/плазму в транспортную пробирку
- Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии