



Направление заполняется только печатными буквами

А	Б	В	Г	Д	Е	Ж	З	И	Й	К	Л	М	Н	О	П	Р	С	Т	У	Ф
Х	Ц	Ч	Ш	Щ	Ъ	Ы	Ь	Э	Ю	Я	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

Направление	Организация																				
	Отделение																				
	Фамилия ИО врача																				
	Фамилия ИО м/с																				
Полис	Серия	№										Дата выдачи									
Страховая компания																					

Пациент	Фамилия ИО																			Возраст	Пол	Бер/нед
																				М	Ж	
Материал	Клинические признаки																					
	Дата забора					Время																
	Вид биоматериала																					

КР015 06-071 ГЛЮКОЗОТОЛЕРАНТНЫЙ ТЕСТ

Кровь для исследования берется в пробирки с серой крышкой.

Вписать номера пробирок:

До нагрузки

штрих-код (номер пробирки)	

После нагрузки 75 г глюкозы

через 30 мин

штрих-код (номер пробирки)	

через 90 мин

штрих-код (номер пробирки)	

через 60 мин

штрих-код (номер пробирки)	

через 120 мин

штрих-код (номер пробирки)	

УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ

Исследование проводят утром строго натощак после ночного голодания в течение 12 часов (в это время нельзя курить и принимать алкоголь).

Накануне исследования в течение 24 часов по мере возможности исключить спортивные тренировки, прием лекарственных препаратов (адреналина, глюкокортикоидов, контрацептивов, кофеина, мочегонных тиазидного ряда, психотропных средств и антидепрессантов) по согласованию с врачом.