



ФИО пациента:

Дата рождения: Пол: Курение: Прием антикоагулянтов: Фаза цикла: Бер./нед. Прием ОК: Диагноз:

Заполняется по требованию при конфиденциальном обследовании.		Страховая компания:		Дата выдачи:	
Адрес места жительства:*		Код контингента:			
(регион, район, город/нас. пункт, улица, дом, корпус, квартира)					
Паспортные данные		Серия:		№	
Выдан:		Дата выдачи:			

Дата забора:	Время забора:	Кол-во контейнеров:	Кол-во исследований:

Проверка организма	
Профилактика заболеваний	
☒	41-001 Кардиопрогноз Холестерол общий, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), С-реактивный белок, количественно, Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)
☒	41-003 Скрининг функции щитовидной железы Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Интерпретация результатов исследования
☒	41-004 Профилактика остеопороза N-остеокальцин (маркер костного ремоделирования), Фосфатаза щелочная общая, Интерпретация результатов исследования
☒	41-006 Функция почек (скрининг) Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Креатинин, Мочевина, Скорость клубочковой фильтрации (СКД EPI), Интерпретация результатов исследования рост см
☒	41-007 Онкопрофилактика для мужчин Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно, Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный), Интерпретация результатов исследования
☒	40-063 Клинический и биохимический анализ крови - основные показатели Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Креатинин, Белок общий, Билирубин общий, билирубин прямой, АЛТ, АСТ, у-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Фосфатаза щелочная общая, Амилаза панкреатическая, глюкоза в плазме, Холестерол общий, Триглицериды, Мочевая кислота, Железо в сыворотке, Кальций, Интерпретация результатов исследования рост см
Ежегодные обследования	
☒	40-113 Ежегодное лабораторное обследование ребенка Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Копрограмма, Анализ кала на яйца гельминтов, Анализ кала на цисты простейших, Глюкоза в плазме, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, у-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Железо в сыворотке, Кальций, Креатинин, Фосфатаза щелочная общая, Суммарные иммуноглобулины Е (IgE), Интерпретация результатов исследования рост см
☒	40-034 Ежегодное лабораторное обследование женщины Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза в плазме, Амилаза общая, Холестерол общий, Мочевина, Мочевая кислота, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, у-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Фосфор, Кальций, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая, Гомоцистин, Коагулограмма МНТ (протромбиновый индекс (ПТИ), МНО), Фибриноген, Антитромбин III, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), анти-HCV, антитела, HBsAg, Treponema pallidum, антитела, Пролактин, Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Интерпретация результатов исследования

40-033	Ежегодное лабораторное обследование мужчины Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза в плазме, Амилаза общая, Холестерол общий, Мочевина, Мочевая кислота, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, у-глутамилтрансфептидаза (гамма-ГТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая, Железо в сыворотке, Гомоцистеин, Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО), Фибриноген, Антитромбин III), HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), anti-HCV, антитела, HBsAg, Treponema pallidum, антитела, тиреотропный гормон (ТТГ), Антитела к тиреопероксидазе (anti-TPO), Тестостерон, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), свёрхчувствительно, Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный), Интерпретация результатов исследования	          
Готовые лабораторные решения		
Официальные обследования		
40-001	4 обязательных анализа, экспресс HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24), свёрхчувствительно, anti-HCV, антитела, свёрхчувствительно, HBsAg, свёрхчувствительно, Treponema pallidum, антитела, свёрхчувствительно	
40-117	4 обязательных анализа Антитела к ВИЧ 1/2 (anti-HIV), Treponema pallidum (антитела), HBsAg, anti-HCV (антитела)	
40-008	Группа крови и резус-фактор Группа крови ABO, Резус-фактор	
40-111	Госпитализация в хирургический стационар Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Группа крови ABO, Резус фактор, Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО), Фибриноген, Глюкоза, Мочевина, креатинин, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, HBsAg, свёрхчувствительно, anti-HCV, антитела, свёрхчувствительно, Treponema pallidum, антитела, свёрхчувствительно, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24), свёрхчувствительно	        рост см
40-112	Госпитализация в терапевтический стационар Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза, Креатинин, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, HBsAg, свёрхчувствительно, anti-HCV, антитела, свёрхчувствительно, Treponema pallidum, антитела, свёрхчувствительно, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2 и антигена p24), свёрхчувствительно	    рост см

	40-130	Интимный – минус – для мужчин Chlamydia trachomatis, ДНК, Trichomonas vaginalis, ДНК, Neisseria gonorrhoeae, ДНК, Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma (urealyticum + parvum), Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/ Porphyromonas spp., Candida spp., Eubacterium spp., Peptostreptococcus spp., Sneathia spp./Leptotrichia spp./Fusobacterium spp., Megaspheera spp./Veillonella spp./Dialister spp., Lachnobacterium spp./Clostridium spp., Mobiluncus spp./Corynebacterium spp., Atopobium vaginae, Урогенитальный мазок, утренняя порция мочи /
	40-110	Интимный – 9 тестов по моче Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР]
	40-043	Интимный – оптимальный – анализ мазка у мужчин Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР], Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора) ПС
	40-042	Интимный – оптимальный – анализ мазка у женщин Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, Herpes Simplex Virus 1/2, Candida albicans, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70), ДНК [реал-тайм ПЦР], Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) ПС
	40-118	Интимный – плюс – анализ мазка у женщин Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Herpes Simplex Virus 1/2, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70), ДНК [реал-тайм ПЦР], Анализ микрофлоры влагалища, 16 показателей, ДНК количественно
	40-119	Интимный – максимальный – анализ мазка у женщин Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis, Herpes Simplex Virus 1/2, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 70), ДНК [реал-тайм ПЦР], Анализ микрофлоры влагалища, 16 показателей, ДНК количественно, Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов женщин (микрофлора) ПС
	40-003	Панель тестов "TORCH-IgG" Cytomegalovirus, IgG (количественно), Toxoplasma gondii, IgG (количественно), Rubella Virus, IgG (количественно), Herpes Simplex Virus 1/2, IgG, титр
	40-004	Панель тестов "TORCH-IgM" Cytomegalovirus, IgM (количественно), Toxoplasma gondii, IgM (количественно), Rubella Virus, IgM (количественно), Herpes Simplex Virus 1/2, IgM

40-094	Вирусный гепатит С. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование контактных лиц anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно, HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь), Интерпретация результатов  
Лабораторное обследование органов и систем	
40-023	Лабораторная диагностика анемий Общий анализ крови, Ретикулоциты, Железо в сыворотке, Трансферрин, Ферритин, Фитамин В9 (фолиевая кислота), Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой, Креатинин в сыворотке. Скорость клубочковой фильтрации (СКД EPI), Процент насыщения трансферрина железом, Витамин В12 (цианокобаламин), Интерпретация результатов исследования       рост см
40-132	Развернутая лабораторная диагностика анемий Общий анализ крови, Ретикулоциты, билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой, креатинин в сыворотке, скорость клубочковой фильтрации (СКД EPI), Железо в сыворотке, ферритин, эритропоэтин, трансферрин, Витамин В12 (цианокобаламин), Витамин В9 (фолиевая кислота).       рост см
40-131	Лабораторная диагностика железодефицитной анемии Общий анализ крови, Железо в сыворотке, ферритин, трансферрин  
40-025	Лабораторное обследование предстательной железы Микр. испл. отд. мочепол. орг. (микрофлора), Chlamydia trachomatis, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК, Trichomonas vaginalis, ДНК, Neisseria gonorrhoeae, ДНК, Ureaplasma parvum, ДНК, Ureaplasma urealyticum, ДНК, Простатспецифический антиген (ПСА) общий, сверхчувствительно, Простатспецифический антиген (ПСА) свободный  ПС 
40-123	Лабораторное обследование - простатит Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам при диагностическом титре микроорганизма, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, ДНК(реал-тайм ПЦР) (мазок уrogenитальный, моча) ПС   
40-120	Билирубин и его фракции (общий, прямой и непрямой) Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой  
40-159	Лабораторная диагностика гемохроматоза Трансферрин, Железосвязывающая способность сыворотки, Латентная железосвязывающая способность сыворотки, Ферритин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспаратаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Альбумин, Белок общий. 
40-161	Лабораторная диагностика панкреатита Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Липаза, Амилаза общая, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Билирубин общий, Глюкоза в плазме, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод)   
40-142	Лабораторное обследование при артериальной гипертензии Общий анализ крови, Креатинин, Калий, натрий, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол общий, Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Триглицериды, Коэффициент атерогенности, ТТГ, Тироксин свободный (сТ4)   рост см
40-039	Липидограмма Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности 
40-135	Лабораторное обследование при метаболическом синдроме Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности, Глюкоза в плазме, С-пептид в сыворотке, Микроальбумин в моче, С-реактивный белок, количественно, Аполипопротеин А-1, Аполипопротеин В, Мочевая кислота, Гликированный гемоглобин, доля (HbA 1c)        КС+  М указать суточный диурез мл
40-140	Развернутая лабораторная диагностика атеросклероза Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности, С-реактивный белок, количественно, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А 1, Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности, Предрасположенность к повышенной свертываемости крови   
40-141	Атероскрин оптимальный Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности, С-реактивный белок, количественно 

	40-143	Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда (оптимальный) Тропонин I (количественно), Креатинкиназа МВ, Миоглобин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспаратаминотрансфераза (АСТ)  
	40-144	Лабораторная диагностика острого коронарного синдрома и инфаркта миокарда(финимальный) Тропонин I (количественно), Креатинкиназа МВ, Миоглобин  
	40-065	Развернутое лабораторное обследование щитовидной железы Тиреотропный гормон (ТТГ), Трийодтиронин общий (Т3), Трийодтиронин свободный (Т3 свободный), Тироксин общий (Т4), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Антитела к рецептору ТГТ (анти-ртГТ), Интерпретация результатов исследования  
	40-122	Лабораторный скрининг инфекций мочевыводящих путей и почек Общий анализ мочи с микроскопией осадка (средняя порция утренней мочи), Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам при диагностическом титре микроорганизма (моча)   
	40-134	Развернутое лабораторное обследование почек Общий анализ крови, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Мочевина, Креатинин в сыворотке, Скорость клубочковой фильтрации(СКД EPI), Калий, Кальций, Фосфор, Натрий, Белок общий, Альбумин в сыворотке, Эритропоэтин, Микроальбумин в моче        указать суточный диурез мл рост см
	40-184	Лабораторное обследование при пиелонефрите Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Креатинин в сыворотке, Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам при диагностическом титре микроорганизма (моча)     рост см
	40-133	Лабораторное обследование при ревматоидном артрите Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Ревматоидный фактор, Антитела к циклическому цитруллин содержащему пептиду, IgG; С-реактивный белок, количественно   
	40-124	Лабораторное обследование - гастрит и язвенная болезнь желудка Helicobacter pylori, IgA (количественно), Helicobacter pylori, IgG (количественно), Helicobacter pylori, ДНК (ПЦП) (кап), Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин      
	40-504	Гастропанель Гастрин 17 (базальный уровень), Пепсиноген I, Пепсиноген II, Антитела (Ig G) к Helicobacter pylori   
	40-162	Лабораторная диагностика и мониторинг атрофического гастрита и язвенной болезни Пепсиноген I, Пепсиноген II, Гастрин     
	40-424	Комплексное исследование на гормоны (10 показателей) Кортизол, Кортизол (свободный), Кортикостерон, Деоксикортикостерон, 21-деоксикортизол, Прогестерон, 17-ОН-прогестерон, Андростендион, Дегидроэпиандростерон, Тестостерон 
	40-121	Баланс андрогенов ГСПГ, Тестостерон, FAI, Тестостерон свободный, ДЭА-504, 17-ОПГ  
	40-148	Мужской гормональный статус - базовые лабораторные показатели Тестостерон, Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), Индекс свободных андрогенов (FAI), Тестостерон свободный (расчетный показатель), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Пролактин 
	40-136	Общий лабораторный скрининг (онкологический) Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Белковые фракции в сыворотке, Коагулограмма №2 (ПТИ, МНО, фибриноген), Железо в сыворотке, Глюкоза в плазме, С-реактивный белок, количественно        
	40-138	Лабораторные маркеры рака легких СА 19-9, Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Нейрон-специфическая энзолаза (NSE), Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA), СА 72-4        
	40-155	Лабораторные маркеры рака толстой кишки СА 19-9, Раковый эмбриональный антиген (РЭА) 
	40-150	Лабораторный скрининг при гирсутизме 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ), ИФА, Эстрадиол, Тестостерон, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-504)  

	40-182	Лабораторная диагностика аденогениитального синдрома Тестостерон, 17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ), Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-504)  
	40-151	Оценка функции надпочечников Кортизол, Аденокортикотропный гормон (АКТГ), Альдостерон, Калий, натрий, хлор                            

	40-174	Серологическая диагностика клещевого боррелиоза и энцефалита Borrelia burgdorferi, IgM, титр, Borrelia burgdorferi, IgG, титр, Вирус клещевого энцефалита, IgM, Вирус клещевого энцефалита, IgG
	40-176	ПЦР-диагностика "клещевых" инфекций Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [ПЦР] (кровь), Ehrlichia chaffeensis, ДНК [ПЦР] (кровь), Anaplasma phagocytophilum, ДНК [ПЦР] (кровь)
	40-179	Диагностика иерсиниоза и псевдотуберкулеза Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] (кал), Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно, Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно

	Комплексы для спортсменов	
	40-603	Спортивный. Перед началом занятий в тренажерном зале (Пролактин, Магний в сыворотке, Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), Тестостерон свободный, Кортизол, Цинк в крови, Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Прогестерон, Триодитиронин свободный (Т3 свободный), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тиреотропный гормон (ТТГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол)
	40-604	Анализы для выбора тактики тренировок (Пролактин, Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), Тестостерон свободный, Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Прогестерон, Триодитиронин свободный (Т3 свободный), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тиреотропный гормон (ТТГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол, Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО))

	40-605	Перед началом приема специального питания (Пролактин, Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ), Тестостерон свободный, Лютеинизирующий гормон (ЛГ), Прогестерон, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол)
	40-606	Спортивный. Мониторинг специального питания (Пролактин, Тестостерон свободный, Прогестерон, Эстрадиол)
	40-607	Спортивный. Оценка баланса микроэлементов и витаминов (Калий, натрий, хлор в сыворотке, Магний в сыворотке, Кальций ионизированный, Трансферрин, Цинк в крови, Витамин B6 (пиридоксин), Витамин D, 25-гидрокси (кальциферол), Витамин E (токоферол))

штрихкод	штрихкод	штрихкод	штрихкод	штрихкод	штрихкод
----------	----------	----------	----------	----------	----------

Условные обозначения:

- Кровь берется в пробирку с соответствующим цветом крышки
- Кровь берется в пробирку с соответствующим цветом крышки (с гелем)
- Кровь на данное исследование берется в отдельную пробирку
- Кровь на данное исследование берется в предварительно охлажденную пробирку
- Пробирка вакуумная для мочи стандартная (желтая крышка с желтым кольцом)
- Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (Stabilur) (желтая крышка с красным кольцом)
- Кровь берется в пробирку с фиолетовой крышкой объемом 2 мл
- Контейнер для кала, с консервантом (формалин, уксусная кислота, ацетат натрия)
- Кровь на данное исследование берется в предварительно охлажденную пробирку

- Контейнер для забора кала
- Предметное стекло
- Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования сгустка
- Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии
- Перенести сыворотку/плазму в транспортную пробирку
- Защищать от света
- Наборы для сбора и транспортировки суточной мочи
- (Внимание! В лабораторию отправлять только контейнер или)

- Стерильный контейнер с транспортной средой для хламидий
- Стерильный контейнер с транспортной средой для микро- и уреоплазмы
- Пробирка для мочи с консервантом (борная кислота) (желтая крышка с черным кольцом)
- Зонд транспортный со средой Эймса без угля
- Микропробирка типа «Эппендорф» сухая
- +4° Образование сгустка при +4... +8°C
- Микропробирка для забора капиллярной крови