



Контактный телефон

$$+ 7(\square\square\square)\square\square\square\square\square\square\square\square$$

Дата забора		
/	/	/

Место забора

Дата рождения (ч/м/г)		
/	/	/

Пол		Бер/нед
М	Ж	/

Фамилия ИО пациента

[illegible]

Паспортные данные

Серия				Номер				Дата выдачи		
								/	/	/

Выдан

Адрес места жительства* (регион, район, город/нас.пункт, улица, дом, корпус, квартира)

*Для граждан РФ по паспорту, для иностранных граждан по документу, подтверждающему регистрацию на территории РФ. При конфиденциальном обследовании персональные данные на пациента приводятся без сокращений по паспорту.

штрих-код	штрих-код	штрих-код	штрих-код	штрих-код
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

НАПРАВЛЕНИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ЭНДОКРИНОЛОГОМ

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования крови

- | | |
|--------|---|
| 02-014 | Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы |
| 02-007 | Скорость оседания эритроцитов (СОЭ) |
| 02-029 | Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ |

Исследования мочи

- | | |
|--------|---|
| 02-006 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка |
| 02-002 | Анализ мочи по Нечипоренко |

Исследования кала

- 02-009 Копрограмма

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ферменты

- | | | | |
|--|--------|--|--|
| | 06-003 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |
| | 06-010 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |
| | 06-005 | Амилаза общая в сыворотке | |
| | 06-006 | Амилаза панкреатическая | |
| | 06-013 | Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ) | |
| | 06-022 | Креатинкиназа общая | |
| | 06-023 | Креатинкиназа МВ | |
| | 06-025 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая | |
| | 06-026 | Лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1) | |
| | 06-027 | Липаза | |
| | 06-045 | Фосфатаза щелочная общая | |
| | 06-180 | Фосфатаза кислая общая | |
| | 06-049 | Холинэстераза в сыворотке | |
| | 06-137 | Эластаза в сыворотке | |
| | 06-038 | Белок общий в моче (разовая порция; суточная моча) | |
| | 06-053 | Амилаза общая в суточной моче | |

Субстраты, аминокислоты и белки

- | | | |
|--------|--|--|
| 06-036 | Билирубин общий | |
| 06-037 | Билирубин прямой | |
| 06-016 | Гомоцистеин | |
| 06-050 | С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод) | |
| 06-157 | NT-proBNP (количественно) | |
| 06-007 | Антистрептолизин О | |
| 06-018 | Железосвязывающая способность сыворотки | |
| 06-133 | Латентная железосвязывающая способность сыворотки | |
| 06-014 | Гликированный гемоглобин (HbA 1c) | |
| 06-004 | Альбумин в сыворотке | |
| 06-035 | Белок общий в сыворотке | |
| 06-011 | Белковые фракции в сыворотке | |
| 06-034 | Мочевина в сыворотке | |
| 06-033 | Мочевая кислота в сыворотке | |
| 06-021 | Креатинин в сыворотке | |
| 06-047 | Фруктозамин | |
| 06-024 | Лактат | |
| 06-078 | Альфа-1-антитрипсин | |
| 06-057 | Креатинин в суточной моче | |
| 06-058 | Мочевина в суточной моче | |

- 06-059 Мочевая кислота в суточной моче указать суточный диурез мл
- 06-114 Микроальбумин в моче указать суточный диурез мл

Электролиты и неорганические вещества

- | | | |
|--------|-------------------------------------|---|
| 06-019 | Калий, натрий, хлор в сыворотке | |
| 06-020 | Кальций в сыворотке | |
| 06-051 | Кальций ионизированный | |
| 06-031 | Магний в сыворотке | |
| 06-046 | Фосфор в сыворотке | |
| 06-064 | Калий в сыворотке | |
| 06-065 | Натрий в сыворотке | |
| 06-066 | Хлор в сыворотке | |
| 06-017 | Железо в сыворотке | |
| 06-062 | Калий, натрий, хлор в суточной моче | указать суточный диурез <input type="text"/> мл |
| 06-067 | Калий в суточной моче | указать суточный диурез <input type="text"/> мл |
| 06-068 | Натрий в суточной моче | указать суточный диурез <input type="text"/> мл |
| 06-069 | Хлор в суточной моче | указать суточный диурез <input type="text"/> мл |
| 06-054 | Кальций в суточной моче | указать суточный диурез <input type="text"/> мл |
| 06-055 | Магний в суточной моче | указать суточный диурез <input type="text"/> мл |
| 06-056 | Фосфор в суточной моче | указать суточный диурез <input type="text"/> мл |

Липиды и липопротеины

- | | | |
|---|--------|--|
| × | 06-041 | Триглицериды |
| × | 06-048 | Холестерол общий |
| × | 06-028 | Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП) |
| × | 06-029 | Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) |
| × | 06-008 | Аполипопротеин В |
| × | 06-009 | Аполипопротеин А 1 |
| × | 06-178 | Липопротеин (а) |

Углеводы

- 06-015 Глюкоза в плазме

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ

Функция поджелудочной железы и диагностика диабета

- | | | |
|--------|--------------------------|---|
| 13-008 | Антитела к инсулину | 20° |
| 06-039 | С-пептид в сыворотке | 20° |
| 08-026 | Инсулин | 20° |
| 06-134 | С-пептид в суточной моче | указать суточный диурез <input type="text"/> мл |

Гастропанель

- | | | | | |
|--|--------|---------------|--|------|
| | 08-071 | Гастрин | | -20° |
| | 08-097 | Пепсиноген I | | |
| | 08-099 | Пепсиноген II | | |
| | 08-071 | Гастрин | | -20° |

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ЭНДОКРИНОЛОГОМ

Функция щитовидной железы

✕	08-118	Тиреотропный гормон (ТТГ)
✕	08-113	Трийодтиронин общий (Т3)
✕	08-114	Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)
✕	08-115	Тироксин общий (Т4)
✕	08-116	Тироксин свободный (Т4 свободный)
✕	08-051	Тиреоглобулин
✕	13-010	Антитела к рецептору ТТГ (анти-рТТГ)
✕	13-087	Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ)
✕	13-088	Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)

Функция фертильности

08-014	Андростендион
08-124	Андростендиол глюкуронид
13-003	Антитела к спермальным антигенам (в крови)
08-023	Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)
08-110	Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4)
08-111	Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
08-112	Прогестерон
08-121	Макропролактин
08-117	Тестостерон
08-050	Тестостерон свободный
08-119	Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
08-120	Эстрадиол
08-001	17-кетостероиды (17-К) в моче(развернутый)

08-088 17-кетостероиды (17-КС) в моче указать суточный диурез мл

13-001 Антитела к овариальным (текальным) антигенам

13-043 Антитела к стероидпродуцирующим клеткам яичка

Маркеры остеопороза и формирования костной ткани

08-033 Паратиреоидный гормон, интактный

Диагностика и мониторинг беременности

08-020	β-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ)
08-056	Эстриол свободный

Оценка функций поджелудочной железы и диабета

	13-008	Антитела к инсулину			-20°
	13-016	Антитела к островковым клеткам поджелудочной железы			1
	13-089	Антитела к глутаматдекарбоксилазе			1
	08-026	Инсулин			
	08-125	Проинсулин			1
	06-039	C-пептид в сыворотке			-20°

Симпато-адреналовая система

08-029	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) в моче	указать суточный диурез		мл	! КСС	+20°
08-073	Метаболиты катехоламинов (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче	указать суточный диурез		мл	! КСС	+20°
08-074	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и их метаболиты (ванилилминдальная кислота, гомованилиновая кислота, 5-гидроксииндолуксусная кислота) в моче	указать суточный диурез		мл	! КСС	+20°

Маркеры остеопороза и формирования костной ткани

	06-002	N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования)	 -20°
	08-033	Паратиреоидный гормон, интактный	 -20°
	08-043	Соматотропный гормон	
	06-075	Pyrilinks-D (маркер резорбции костной ткани)	 -20°
	06-001	B-crosslaps (маркер резорбции костной ткани)	 -20°
	06-179	Маркер формирования костного матрикса P1NP	 1

Оценка функций поджелудочной железы и диабета

08-085 Инсулиноподобный фактор роста

Функция надпочечников и гипертония

	08-012	Адренокортикотропный гормон (АКТГ)	  -20°
	08-013	Альдостерон (стоя ☐ сидя ☐)	
	08-030	Кортизол	
	08-031	Свободный кортизол в моче	  -20° 
	08-095	Ренин (стоя ☐ лёжа ☐)	  -20° 1

Онкомаркеры

08-083	Катехоламины (адреналин, норадреналин, дофамин) и серотонин в крови		
08-132	Метанефрин свободный и норметанефрин свободный в моче	указать суточный диурез	КСБ -20°
08-133	Метанефрин общий и норметанефрин общий в моче	указать суточный диурез	КСБ -20°
08-019	β2-микроглобулин в моче		КМ

Другие

	03-013	Эритропоэтин	
	13-050	Ангиотензин-превращающий фермент сыворотки	
	13-056	Измерение абсолютного содержания парапротеина в сыворотке крови и моче, иммуноблот	
	08-096	Лептин	

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

13-030	Антитела к париетальным (обкладочным) клеткам желудка
13-041	Антитела к стероидпродуцирующим клеткам

ПАНЕЛИ ТЕСТОВ И АЛГОРИТМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

 40-117 **ОБЪЕЗЫВАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРОВИ**
Антитела к ВИЧ 1/2 (anti-HIV), Тронема pallidum (антитела), HbSAg, anti-HCV (антитела)

 40-008 **ГРУППА КРОВИ И РЕЗУС-ФАКТОР**
Группа крови ABO, Rh

 40-063 **КЛИНИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ – основные показатели**
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, АЛТ, Альбумин, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Гамма-ГТ, Глюкоза, Fe, Ca, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Триглицериды, Фосфатаза щелочная, Холестерол, Интерпретация результатов, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Глюкоза в плазме амиллаза панкреатическая, лейкоцитарная формула, Общий анализ крови, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), холестерол общий

 40-111 **ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР**
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза, Мочевина, Белок общий, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, Фибриноген, ПИ+МНО, Группа крови ABO, Резус фактор, HbSAg, anti-HCV, Тронема pallidum, HIV 1,2 Ag/Ab Combo

 40-112 **ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР**
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза, Белок общий, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, HbSAg, anti-HCV, Тронема pallidum, HIV 1,2 Ag/Ab Combo, Креатинин в сыворотке

Полные лабораторные обследования

40-034 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН
 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, Ретикулоциты, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопической осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ТТ, Билирубин общий, Амилаза общая, Белок общий, Глюкоза, HbA1c, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, K/Na/Cl, Ca, P, N-остеокальцин, Холестерол общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, ПИ+МНО, АТМ, LA1, Фибриноген, C-реактивный белок, РФ, Прогестерон, Пролактин, Эстрадиол, ТТГ, Т4 свободный, Анти-TPO, CA 125 И, CA 15-3, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbSAg, anti-HCV (антитела), Гомоцистеин, Интерпретация результатов исследования, Тестостерон

40-033 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИН
 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопической осадка, КК-МВ, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ТТ, Билирубин общий, Амилаза общая, Белок общий, Глюкоза, HbA1c, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, K/Na/Cl, Холестерол общий, C-реактивный белок, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, ПИ+МНО, АТМ, LA1, Фибриноген, РФ, Тестостерон, Анти-TPO, ТТГ, Т4 свободный, ПСА общий, ПСА свободный, P3A, CA 19-9, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbSAg, anti-HCV (антитела), Гомоцистеин, Интерпретация результатов исследования

40-496 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 45
 (Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопической осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А1, Спиртаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глобулин, Амилаза общая в сыворотке, Гликированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СД) Глюфаза, Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, C-пептид в сыворотке, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, C-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Кальций в сыворотке, Anti-HCV, антитела, HbSAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антитела p24), Treponema pallidum, антитела, CA 125 И, CA 15-3, Тироксин свободный (Т4 свободный) Тиреотропный гормон (ТТГ), Фоликулстимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол, Пролактин, Hc4, Антиядерный фактор на HER-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин прямой, Коэффициент атерогенности, Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA)

40-492 РАСШИРЕННОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ
 Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); Антитромбин III; Аполипопротеин В; Аполипопротеин А1; Креатининаза МВ; Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП); Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП); Триглицериды; Холестерол общий; C-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод); Кальций в сыворотке; Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ); Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП); Коэффициент атерогенности

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ЭНДОКРИНОЛОГОМ

40-495 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

(Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка. Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А1, Аспаратаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, anti-HCV, антитела, HBsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Теропета pallidum, антитела, СА 19-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антинуклеарный фактор на HER-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности



40-494 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН

Полное лабораторное обследование здоровья мужчин(Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А1, Аспаратаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, anti-HCV, антитела, HBsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Теропета pallidum, антитела, СА 19-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антинуклеарный фактор на HER-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности



Ежегодные обследования

40-113 ЕЖЕГОДНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ РЕБЕНКА

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Белок общий в сыворотке, АЛТ, Гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная общая, Билирубин общий, Суммарные иммуноглобулины IgE в сыворотке, Глюкоза в плазме, Кальций в сыворотке, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Анализ кала на яйца гельминтов, Анализ кала на шисты простейших, Копрограмма, Интерпретация результатов исследования




40-034 ЕЖЕГОДНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Амилаза общая, Билирубин общий, Белок общий, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, Ca, P, Холестерол общий, ПИ+МНО, АТIII, Фибриноген, Пролактин, ТТГ, Т4 свободный, Анти-ТПО, Гомоцистин, Теропета pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HBsAg, anti-HCV (антитела), Интерпретация результатов исследования, Железо



40-033 ЕЖЕГОДНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИНЫ

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Билирубин общий, Амилаза общая, Белок общий, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, Ca, P, Холестерол общий, ПИ+МНО, АТIII, Фибриноген, Тестостерон, ТТГ, Анти-ТПО, ПСА общий, ПСА свободный, Теропета pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HBsAg, anti-HCV (антитела), Гомоцистин, Интерпретация результатов исследования



Интимное здоровье

40-003 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-IgG”

CMV (IgG), Toxoplasma gondii (IgG), Rubella Virus (IgG), HSV 1/2 (IgG)

40-004 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-IgM”

CMV (IgM), Toxoplasma gondii (IgM), Rubella Virus (IgM), HSV 1/2 (IgM)

40-035 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-АНТИТЕЛА”

CMV (IgG), Toxoplasma gondii (IgG), Rubella Virus (IgG), HSV 1/2 (IgG), CMV (IgM), Toxoplasma gondii (IgM), Rubella Virus (IgM), HSV 1/2 (IgM)

Гормональное здоровье женщины

40-101 ГОРМОНАЛЬНЫЙ: НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА

Лютенизирующий гормон (ЛГ), Прогестерон, Пролактин, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол

40-105 ГОРМОНАЛЬНЫЙ: МЕНОПАУЗА

ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, ТТГ, Т4 свободный, Интерпретация результатов исследования

40-149 ЖЕНСКИЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС - базовые лабораторные показатели

ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол

Гормональное здоровье женщины

40-029 ЖЕНСКАЯ ОНКОЛОГИЯ

CA 125, СА 15-3, СА 19-9, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), HE4
Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA), Общий анализ крови (8 основных показателей),
Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), метод капиллярной фотометрии
Интерпретация результатов исследования

40-137 ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

СА 15-3, РЭА

40-154 ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ РАКА ЯИЧНИКОВ

СА 125 ■, СА 72-4

Вирусные гепатиты

40-080 ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ. ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА

anti-HAV (IgM), HBsAg, anti-HCV (антитела), Интерпретация результатов исследования

Профилактика заболеваний

41-001 КАРДИОПРОГНОЗ

Холестерол общий, ЛПВП, С-реактивный белок, Интерпретация результатов исследования

41-003 ФУНКЦИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ТТГ, Т4 (свободный), Интерпретация результатов исследования

41-004 ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА

N-остеокальцин, Щелочная фосфатаза, Интерпретация результатов исследования



41-006 ФУНКЦИЯ ПОЧЕК

Общий анализ мочи, Мочевина, Креатинин, Интерпретация результатов исследования



41-007 ОНКОПРОФИЛАКТИКА ДЛЯ МУЖЧИН

(ПСА общий + ПСА свободный) ПСА общий, ПСА свободный

41-010 ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА САХАРНОГО ДИАБЕТА

Гликированный гемоглобин (HbA1c); Глюкоза в плазме; С-пептид в сыворотке



41-009 СКРИНИНГ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ И ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза общая в сыворотке, Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Липаза, Билирубин общий

41-011 ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИИ (ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ)

Без лейкоцитарной формулы и СОЭ; Ретикулоциты; Железо в сыворотке; Трансферрин



ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

40-483 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ

Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Аспаратаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, Билирубин непрямой



40-485 РАЗВЕРНУТОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Амилаза общая в сыворотке, Глюкоза в плазме, Липаза, С-пептид в сыворотке, СА 19-9



40-492 РАСШИРЕННОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ

Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); Антитромбин III;Аполипопротеин В; Аполипопротеин А1; Креатинкиназа МВ; Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП); Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП); Триглицериды; Холестерол общий; С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод); Калий в сыворотке; Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ); Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП); Коэффициент атерогенности



40-481 ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ);Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО)

40-482 ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Кальцитонин в сыворотке;Тиреоглобулин;Антитела к тиреоглобулину (антиТГ)

40-134 РАЗВЕРНУТОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК

Общий анализ мочи с микроскопией осадка; Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); Эритроцитозин; Альбумин в сыворотке; Кальций в сыворотке; Креатинин в сыворотке (с определением СКФ); Мочевина в сыворотке; Белок общий в сыворотке; Фосфор в сыворотке; Калий в сыворотке; Натрий в сыворотке; Альбумин в моче (микроальбуминурия)



40-159 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМАХРОМАТОЗА

Трансферин, Железосвязывающая способность сыворотки, Ферритин, АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Альбумин в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС)



40-161 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАНКРЕАТИТА

С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Амилаза общая в сыворотке Билирубин общий, Глюкоза в плазме, Лейкоцитарная формула, Липаза, Общий анализ крови (8 основных показателей)



40-142 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

Калий в сыворотке, Коэффициент атерогенности, Креатинин в сыворотке, Натрий в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Тироксин (Т4) свободный, Триглицериды, Тиреотропный гормон (ТТГ), Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий




40-039 БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИ ДОГРАММА

Холестерол общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, Триглицериды



40-135 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ

Альбумин в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Калий в сыворотке, Кальций в сыворотке, Креатинин в сыворотке Альбумин в моче (микроальбуминурия), Мочевина в сыворотке, Натрий в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей) Общий анализ мочи, Микроскопия осадка мочи, Фосфор в сыворотке Интерпретация результатов исследования



40-140 АТЕРОСКРИН МАКСИМАЛЬНЫЙ

С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Аполипопротеин А-1, Аполипопротеин В
Выявление мутации 20210 G>A в гене F5, Выявление мутации 1691 G>A в гене F5, Выявление мутации (-786) T>C в гене NOS3
Выявление мутации 894 G>T в гене NOS3, Коэффициент атерогенности, Триглицериды, Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП) Холестерол общий



40-141 АТЕРОСКРИН ОПТИМАЛЬНЫЙ

ЛПВП, ЛПНП, Холестерол общий, Триглицериды, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, С-реактивный белок, Расчет относительного риска сердечно-сосудистых заболеваний



40-144 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ОСТРОГО КОРОНАРНОГО СИНДРОМА И ИНФАРКТА МИОКАРДА (МИНИМАЛЬНЫЙ)

Тропонин I, Креатинкиназа МВ, Миоглобин



40-065 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

ТТГ, Т3, Т4 свободный, Т4, Т3 свободный, Анти-ТГ, Анти-ТПО, Анти-р ТТГ, Интерпретация результатов исследования



НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ЭНДОКРИНОЛОГОМ

- 

40-122

ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПОЧЕК
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (первая порция утренней мочи), Общий анализ мочи с микроскопией осадка (средняя порция утренней мочи), Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам


- 

40-184

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
Креатинин в сыворотке, Лейкоцитарная формула, Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам
Общий анализ крови (8 основных показателей), Общий анализ мочи, Микроскопия осадка мочи


- 

40-023

ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ
Билирубин непрямой, Билирубин прямой, Билирубин прямой, Витамин B12 (цианокобаламин), Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин, Витамин B9 (фолиевая кислота)


- 

40-025

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Chlamydia trachomatis, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК, Neisseria gonorrhoeae, ДНК, Trichomonas vaginalis, ДНК, Ureaplasma parvum, ДНК, Ureaplasma urealyticum, ДНК, Микр. исп. отд. мочепол. орг. (микрофлора), Простатспецифический антиген (ПСА) общий, сверхчувствительно, Простатспецифический антиген (ПСА) свободный


- 

40-120

БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ Б ИЛИРУБИН (общий, прямой, непрямой)
Билирубин общий, билирубин прямой, билирубин непрямой



КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 

42-001

Предрасположенность к повышенной свертываемости крови
Маркеры: 67 C>T в гене KCN111, g.37979623 C>T в гене MTNR1B


- 

42-002

Предрасположенность к повышенному уровню гомоцистеина
Маркеры: 677 C>T в гене MTHFR, 66 A>G в гене MTRR, 1298 A>C в гене MTHFR, 2756 A>G в гене MTR


- 

42-003

Генетический риск развития гипертонии
Маркеры: 1378 G>T в гене ADD1, 704 T>C в гене AGT, 521 C>T в гене AGT, 1166 A>C в гене AGTR1, 1675 G>A в гене AGTR2, (-344) C>T в гене CYP11B2, 825 C>T в гене GNB3, (-786) T>C в гене NOS3, 894 G>T в гене NOS3


- 

42-004

Генетический риск развития преэклампсии
Маркеры: 704 T>C в гене AGT, 20210 G>A в гене F2, 1691 G>A в гене F5, Alu Ins/Del в гене ACE


- 

42-005

Предрасположенность к сердечно-сосудистой недостаточности
Маркеры: (-786) T>C в гене NOS3, 894 G>T в гене NOS3


- 

42-006

Биологический риск приема гормональных контрацептивов
Маркеры: 20210 G>A в гене F2, 1691 G>A в гене F5


- 

42-007

Предрасположенность к ранней привычной потере беременности
Маркеры: 20210 G>A в гене F2, 1691 G>A в гене F5, 677 C>T в гене MTHFR, 1298 A>C в гене MTHFR


- 

42-009

Генетический риск развития тромбозов
Маркеры: 20210 G>A в гене F2, 1691 G>A в гене F5, 677 C>T в гене MTHFR, 1298 A>C в гене MTHFR


- 

42-010

Генетический риск развития тромбозов (расширенный)
Маркеры: 20210 G>A в гене F2, 1691 G>A в гене F5, 677 C>T в гене MTHFR, 1298 A>C в гене MTHFR, 10976 G>A в гене F7, 103 G>T в гене F13A1, (-455) G>A в гене FGB, 1565 T>C в гене ITGB3, (-675) 5G>4G в гене SERPINE1, 807 C>T в гене ITGA2


- 

42-012

Риск раннего развития рака молочной железы и яичников
Маркеры: 185delAG в гене BRCA1, 4153delA в гене BRCA1, 5382insC в гене BRCA1, 6174delT в гене BRCA2, 3819delGTAA в гене BRCA1, 3875delGCT в гене BRCA1, T300G в гене BRCA1, 2080delA в гене BRCA1


- 

42-014

Генетический риск развития гипергликемии
Маркеры: 67 C>T в гене KCN111, g.37979623 C>T в гене MTNR1B





42-015

Гормональнозависимое нарушение сперматогенеза
Маркеры: (CAG)n в гене AR





42-016

Генетические причины мужского бесплодия
Маркеры: (CAG)n в гене AR, AZFa, AZFb, AZFc locus AFR





42-020

Тестикулярное нарушение сперматогенеза
Маркеры: AZFa, AZFb, AZFc locus AFR





42-022

Предрасположенность к инфекционным заболеваниям. Недостаточность манноз-связывающего лектина
Маркеры: (-550) G>C в гене MBL2, (-221) G>C в гене MBL2, 4 C>T в гене MBL2, 154 C>T в гене MBL2, 161 G>A в гене MBL2, 170 G>A в гене MBL2





42-023

Ожирение у детей и подростков (недостаточность рецептора меланокортина)
Маркеры: MC4R





42-024

Наследственная гипербилирубинемия. Синдром Жильбера
Маркеры: (TA)6/7 в гене UGT1A1





42-025

Наследственный гемохроматоз (первичный, ассоциированный с геном HFE)
Маркеры: 187 C>G в гене HFE, 193 A>T в гене HFE, 845 G>A в гене HFE





42-026

Предрасположенность к возрастной дегенерации желтого пятна. Макулярная дегенерация
Маркеры: 1204 C>T в гене CFH, 205 G>T в гене ARMS2


- ## Условные обозначения
- 

Кровь для исследования берется в пробирку с соответствующим цветом крышки



Микропробирка для забора капиллярной крови у детей



Кровь для исследования берется в пробирку со светло-зеленой крышкой (с гелем)



Зонд транспортный со средой Эймса и углем



Контейнер для кала с консервантом



Аликвота разовой порции мочи в вакуумной пробирке с соответствующим цветом крышки



Стерильный контейнер с питательной средой



Микропробирка (Эппендорф) с транспортной средой для ПЦР



Контейнер для забора кала



Стерильный контейнер (сухой) без наполнителей



Предметное стекло



Стерильный контейнер с 10% формалином



Контейнер для суточной мочи с соляной кислотой



Суточная моча на данное исследование с обирается в контейнер с консервантом



Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования сгустка



Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу при 2000 g в течение 10 мин. Перенести 2/3 плазмы в новую чистую пробирку, закрыть крышкой и центрифугировать эту пробирку повторно при тех же условиях. Затем перенести плазму в транспортную пробирку



Перенести сыворотку или плазму (в зависимости от исследования) в новую, предварительно охлажденную, транспортную пробирку



Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии



Защищать от света



Биоматериал на данное исследование берется в отдельный контейнер