

Фамилия ИО пациента

Контактный телефон (SMS оповещение)

+ 7 ()

e-mail: _____

Дата рождения (ч/м/г)	Пол	Бер/нед	Код врача	№ сервис карты
	М Ж			

Паспортные данные

Серия	Номер	Дата выдачи

Выдан _____

Адрес места жительства* _____ (регион, район, город/нас.пункт, улица, дом, корпус, квартира)

*Для граждан РФ по паспорту, для иностранных граждан по документу, подтверждающему регистрацию на территории РФ. При конфиденциальном обследовании персональные данные на пациента приводятся без сокращений по паспорту.

штрих-код

штрих-код

штрих-код

штрих-код

штрих-код

НАПРАВЛЕНИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ГИНЕКОЛОГОМ

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования крови

- 02-014

Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы
- 02-007

Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
- 02-029

Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ

Исследования мочи

- 02-006

Общий анализ мочи с микроскопией осадка

Исследования кала

- 02-009

Копрограмма

Гемостаз

- 03-001

D-димер
- 03-002

Антитромбин III
- 03-003

Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ)
- 03-007

Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО)
- 03-010

Тромбиновое время
- 03-011

Фибриноген
- 03-015

Коагулограмма №2 (ПИ, МНО, фибриноген)
- 03-016

Коагулограмма №3 (ПИ, МНО, фибриноген, АТIII, АЧТВ, D-димер)
- 03-004

Волчаночный антикоагулянт

Иммуногематологические исследования

- 03-005

Группа крови ABO
- 03-008

Резус-фактор

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 06-015

Глюкоза в плазме
- 06-014

Гликированный гемоглобин (HbA 1с)
- 06-050

С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод)
- 06-019

Калий, натрий, хлор в сыворотке
- 06-020

Кальций в сыворотке
- 06-051

Кальций ионизированный
- 06-017

Железо в сыворотке

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И СПЕЦИФИЧЕСКИХ МАРКЕРОВ

Функция щитовидной железы

- 08-118

Тиреотропный гормон (ТТГ)
- 08-113

Трийодтиронин общий (Т3)
- 08-114

Трийодтиронин свободный (Т3 свободный)
- 08-115

Тироксин общий (Т4)
- 08-116

Тироксин свободный (Т4 свободный)
- 08-051

Тиреоглобулин
- 13-088

Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО)
- 13-087

Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ)
- 13-010

Антитела к рецептору ТТГ (анти-рТТГ)

Направитель/Организация

Отделение

ФИО врача / ФИО м/с _____

Страховая компания _____

Серия	№	Дата выдачи

Материал

Дата забора



Время

Вид биоматериала _____

Прием
антикоагулянтов

да

нет

Функция паращитовидных желез

- 08-033

Паратиреоидный гормон, интактный
- 08-027

Кальцитонин в сыворотке

Состояние репродуктивной системы

- 08-119

Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)
- 08-111

Лютеинизирующий гормон (ЛГ)
- 08-120

Эстрадиол
- 08-122

Пролактин
- 08-121

Макропролактин
- 08-112

Прогестерон
- 08-117

Тестостерон
- 08-023

Глобулин, связывающий половые гормоны (ГСПГ)
- 08-110

Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДЭА-SO4)
- 08-050

Тестостерон свободный
- 08-024

Дигидротестостерон
- 08-014

Андростендион
- 08-124

Андростендиол глюкуронид
- 08-093

Антимюллеровский гормон
- 08-089

Ингибин В
- 08-003

17-гидроксипрогестерон (17-ОПГ)

Диагностика и мониторинг беременности

- Беременность - Пренатальный скрининг трисомий I триместра беременности (синдром Дауна)
Свободная β-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ свободный), Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP A)
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЛАНК
- Пренатальный скрининг трисомий II триместра беременности
α-фетопrotein (альфа-ФП), β-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ), Эстриол свободный
ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЛАНК

- 08-020

Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ)
- 08-056

Эстриол свободный
- 08-034

Плацентарный лактоген
- 08-126

Ассоциированный с беременностью протеин А плазмы (PAPP A)
- 08-088

17-кетостероиды (17-КС) в моче (стероидный профиль)

указать суточный диурез мл

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ОНКОМАРКЕРОВ

- 08-016

Альфа-фетопротеин (альфа-ФП)
- 08-004

СА 125 II
- 08-005

СА 15-3
- 08-007

СА 72-4
- 08-042

Раковый эмбриональный антиген (РЭА)
- 08-057

Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA)
- 08-091

МСА (муциноподобный рако-ассоциированный антиген)

-20°

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ГИНЕКОЛОГОМ

ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Сифилис

- ✕

07-056

Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр
- ✕

07-117

Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр
- ✕

07-102

Treponema pallidum, антитела, ИФА
- ✕

07-049

Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно
- ✕

07-047

Treponema pallidum, IgG, титр
- ✕

07-048

Treponema pallidum, IgM, титр
- ✕

09-113

Treponema pallidum, ДНК [ПЦР]
(мазок уrogenитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят)

Токсоплазмоз

- ✕

07-044

Toxoplasma gondii, IgG
- ✕

07-046

Toxoplasma gondii, IgM
- ✕

40-128

Антитела к Toxoplasma gondii (IgM, IgG) с определением avidности IgG
- ✕

09-068

Toxoplasma gondii, ДНК [реал-тайм ПЦР]
моча, мазок уrogenитальный, секрет простаты, эякулят
Венозная кровь, Капиллярная кровь, Амниотическая жидкость, Биоптат, Ликвор

Цитомегаловирусная инфекция

- ✕

07-017

Cytomegalovirus, IgG
- ✕

07-018

Cytomegalovirus, IgM
- ✕

07-016

Cytomegalovirus предранный белок IEA, IgM, IgG
- ✕

40-129

Антитела к Cytomegalovirus (IgM, IgG) с определением avidности IgG
- ✕

09-003

Cytomegalovirus, ДНК (реал-тайм ПЦР)
Мазок уrogenитальный, Первая порция утренней мочи, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Эякулят, Ректальный мазок, Венозная кровь, Капиллярная кровь, Амниотическая жидкость, Ликвор, Соскоб, Слюна, Биоптат, Грудное молоко (лев.), Грудное молоко (пр.), Мазок с конъюнктивы (лев.), Мазок с конъюнктивы (пр.), Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), Мокрота

Герпетическая инфекция

- ✕

07-030

Herpes Simplex Virus 1/2, IgG
- ✕

07-031

Herpes Simplex Virus 1/2, IgM
- ✕

09-013

Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК (реал-тайм ПЦР)
Венозная кровь, Капиллярная кровь, Амниотическая жидкость, Биоптат, Ликвор, Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носоглотки, мазок из конъюнктивы (правый глаз), мазок с конъюнктивы (левый глаз), мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты

Ветряная оспа/опоясывающий лишай

- ✕

07-054

Varicella Zoster Virus, IgG
- ✕

07-055

Varicella Zoster Virus, IgM
- ✕

09-123

Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР]
Венозная кровь, Капиллярная кровь, Амниотическая жидкость, Ликвор, Соскоб, Слюна

Вирусы герпеса 6,7,8 типов

- ✕

07-082

Human Herpes Virus 6, IgG
- ✕

09-015

Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР]
Венозная кровь, Мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Первая порция утренней мочи, Слюна, Амниотическая жидкость, Ликвор, Мазок из зева (ротоглотки), Плевральная жидкость, Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), Биоптат
- ✕

09-016

Human Herpes Virus 7, ДНК (реал-тайм ПЦР)
Венозная кровь, Слюна, Ликвор, Мазок из зева (ротоглотки)
- ✕

09-084

Human Herpes Virus 8, ДНК [реал-тайм ПЦР]
Венозная кровь, Биоптат, Плевральная жидкость

Хламидийная инфекция

- ✕

07-013

Chlamydia trachomatis, IgA, титр
- ✕

07-014

Chlamydia trachomatis, IgG, титр
- ✕

07-015

Chlamydia trachomatis, IgM, титр
- ✕

07-098

Chlamydia pneumoniae, IgA, титр
- ✕

07-076

Chlamydia pneumoniae, IgM, титр
- ✕

07-077

Chlamydia pneumoniae, IgG, титр
- ✕

09-067

Chlamydia pneumoniae, ДНК (реал-тайм ПЦР)
Биоптат, Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), Мазок из зева (ротоглотки), мазок из носа, Мазок из носоглотки, мокрота, Плевральная жидкость
- ✕

09-002

Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР]
Амниотическая жидкость, Мазок из десневого кармана, мазок из конъюнктивы (правый глаз), мазок с конъюнктивы (левый глаз), мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты

Уреаплазменная инфекция

- ✕

07-052

Ureaplasma urealyticum, IgA, титр
- ✕

07-053

Ureaplasma urealyticum, IgG, титр
- ✕

09-114

Ureaplasma species, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР]
(мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)

- ✕

09-031

Ureaplasma parvum, ДНК [реал-тайм ПЦР]
(мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)
- ✕

09-032

Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР]
(мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)

Микоплазменная инфекция

- ✕

07-035

Mycoplasma hominis, IgA, титр
- ✕

07-036

Mycoplasma hominis, IgG, титр
- ✕

07-078

Mycoplasma pneumoniae, IgM
- ✕

07-079

Mycoplasma pneumoniae, IgA
- ✕

07-080

Mycoplasma pneumoniae, IgG, титр
- ✕

09-025

Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР]
(мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)
- ✕

09-026

Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР]
(мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)
- ✕

09-121

Mycoplasma spp, ДНК [ПЦР]
урогенитальный мазок, моча, секрет простаты, эякулят
Ликвор, Синовиальная жидкость, Венозная кровь
- ✕

09-071

Mycoplasma pneumoniae, ДНК [ПЦР]
(Биоптат, Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носа, Мазок из носоглотки, Мокрота, Плевральная жидкость)

Гонорея

- ✕

09-027

Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР]
мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты

Трихомониаз

- ✕

07-051

Trichomonas vaginalis, IgG, титр
- ✕

09-030

Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР]
мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты

Кандидоз

- ✕

07-012

Candida albicans, IgG, титр
- ✕

09-001

Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР]
мазок уrogenитальный, моча, секрет простаты, эякулят
Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носоглотки

Гарднереллез

- ✕

09-007

Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР]
мазок уrogenитальный, моча, секрет простаты

Папилломавирусная инфекция

- ✕

09-105

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР]
(Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Мазок из зева (ротоглотки))
- ✕

09-106

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР]
Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Мазок из зева (ротоглотки)
- ✕

09-115

Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска
(16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР]
Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы)
- ✕

09-018

Human Papillomavirus 16/18 (HPV 16/18), ДНК [реал-тайм ПЦР]
Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Мазок из зева (ротоглотки)
- ✕

09-019

Human Papillomavirus 31/33 (HPV 31/33), ДНК [реал-тайм ПЦР]
Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Мазок из зева (ротоглотки)
- ✕

09-020

Human Papillomavirus 6/11 (HPV 6/11), ДНК [реал-тайм ПЦР]
Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Мазок из зева (ротоглотки)

Стрептококковая инфекция

- ✕

09-065

Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР]
Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носоглотки, Мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ГИНЕКОЛОГОМ

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 10-001 Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам моча, мазок уrogenитальный, мазок уrogenитальный с секретом предстательной железы, из ротоглотки, из носоглотки, из носа, мокрота, эякулят, желчь, мазок из уретры мазок из цервикального канала, Отделяемое абсцесса полости рта, Плевральная жидкость, синовиальная жидкость, смыв из бронхов, мазок из носовых пазух, мазок из конъюнктивы (правый глаз), мазок конъюнктивы (левый глаз), отделяемое уха (правое), отделяемое уха (левое), грудное молоко (правая молочная железа), грудное молоко (левая молочная железа)
- 10-055 Исследование микробиоценоза влагалища с определением чувствительности к антибиотикам
- 10-002 Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок уrogenитальный, секрет простаты)
- 10-003 Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок уrogenитальный, секрет простаты)
- 10-005 Посев на Chlamydia trachomatis (мазок уrogenитальный, секрет простаты, мазок из конъюнктивы (правый глаз) и мазок с конъюнктивы (левый глаз))
- 10-006 Посев на Chlamydia trachomatis с определением титра и чувствительности к антибиотикам мазок уrogenитальный, секрет простаты мазок из конъюнктивы (правый глаз) и мазок с конъюнктивы (левый глаз)
- 10-004 Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов моча(средняя порция утренней мочи), мазок уrogenитальный, из ротоглотки, из носоглотки, из носа, мокрота, кал, эякулят, мазок из конъюнктивы (правый глаз) и мазок с конъюнктивы (левый глаз) отделяемое уха (правое ухо) и отделяемое уха (левое ухо)

МИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 02-003 Микроскопическое отделяемое мочеполовых органов женщин (микрофлора)

ЦИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ*

- Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и наружного маточного зева
- Цитологическое исследование аспирата из полости матки и отпечатков с внутриматочной спирали
- Цитологическое исследование гормонального фона (при угрозе прерывания беременности, нарушениях цикла)
- Цитологическое исследование мазков (соскобов) с поверхности шейки матки и наружного маточного зева-окраска по Папаниколау(PAP-тест)
- Цитологическое исследование мазка (соскоба) с купола влагалища (при отсутствии шейки матки)

ГИСТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ *

- Гистологическое исследование операционного материала

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 13-013 Антифосфолипидные антитела IgM
- 13-019 Антифосфолипидные антитела IgG
- 13-047 Антитела к кардиолипину, IgG и IgM
- 13-001 Антитела к овариальным (текальным) антигенам
- 13-003 Антитела к спермальным антигенам (в крови)
- 13-061 Диагностика антифосфолипидного синдрома (АФС)

ПАНЕЛИ ТЕСТОВ И АЛГОРИТМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- 40-117 4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АНАЛИЗА Антитела к ВИЧ 1/2 (anti-HIV), Treponema pallidum (антитела), HbsAg, anti-HCV (антитела)
- 40-063 КЛИНИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ – основные показатели Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, АЛТ, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Гамма-ГТ, Глюкоза, Fe, Ca, Креатинин, Мочевая кислота, Триглицериды, Фосфатаза щелочная, Холестерол билирубин прямой, интерпретация результатов
- 40-111 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза, Мочевина, Белок общий, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, Фибриноген, ПИ+МНО, Группа крови АВ0, Резус фактор, HbsAg, anti-HCV, Treponema pallidum, HIV 1,2 Ag/Ab Combo, креатинин в сыворотке
- 40-112 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза Белок общий, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, HbsAg, anti-HCV, Treponema pallidum, HIV 1,2 Ag/Ab Combo, Креатинин в сыворотке
- 40-032 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, Ретикулоциты, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Билирубин общий, Амилаза общая, Белок общий, Глюкоза, HbA 1c, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, K/Na/Cl, Ca, P, N-остеокальцин, Холестерол общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, ПИ+МНО, АСТ, ЛА1, Фибриноген, С-реактивный белок, РФ, Прогестерон, Пролактин, Эстрадиол, ТТГ, Т4 свободный, Анти-ТПО, СА 15-3, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbsAg, anti-HCV (антитела), Гомоцистеин, Интерпретация результатов исследования, суммарные IgE в сыворотке

- 40-039 БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – ЛИПИДОГРАММА Холестерол общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, Триглицериды
- 40-034 ЕЖЕГОДНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Амилаза общая, Билирубин общий, Белок общий, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, Ca, P, Холестерол общий, ПИ+МНО, АТШ, Фибриноген, Пролактин, ТТГ, Т4 свободный, Анти-ТПО, Гомоцистеин, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbsAg, anti-HCV (антитела), Интерпретация результатов исследования, Железо
- 40-042 ИНТИМНЫЙ - ОПТИМАЛЬНЫЙ - АНАЛИЗ МАЗКА У ЖЕНЩИН Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, HSV 1/2, Candida albicans, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска Микрофлора мочеполовых органов
- 40-118 ИНТИМНЫЙ - ПЛЮС - АНАЛИЗ МАЗКА У ЖЕНЩИН Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, HSV 1/2, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска, Анализ микробиоценоза влагалища (16 показателей)
- 40-119 ИНТИМНЫЙ - МАКСИМАЛЬНЫЙ - АНАЛИЗ МАЗКА У ЖЕНЩИН Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, HSV 1/2, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска, Анализ микробиоценоза влагалища (16 показателей), Микрофлора мочеполовых органов
- 43-368 ИППП - ПЦР 6 инфекций Chlamydia trachomatis, ДНК, Gardnerella vaginalis, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК, Ureaplasma species, ДНК, мазок уrogenитальный, сектет простаты, моча
- 43-369 ИППП - ПЦР 9 инфекций Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК, Candida albicans, ДНК, Ureaplasma parvum, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК, Chlamydia trachomatis, ДНК, Ureaplasma urealyticum, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК, Treponema pallidum, ДНК, мазок уrogenитальный, сектет простаты, моча
- 43-370 ИППП - ПЦР 10 инфекций Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК, Candida albicans, ДНК, Ureaplasma parvum, ДНК, Gardnerella vaginalis, ДНК, Cytoomegalovirus, ДНК, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ДНК без определения типа, Chlamydia trachomatis, ДНК, Ureaplasma urealyticum, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК Mycoplasma genitalium, ДНК, мазок уrogenитальный, сектет простаты
- 43-371 ИППП - ПЦР 12 инфекций Cytoomegalovirus, ДНК, Gardnerella vaginalis, ДНК, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ДНК без определения типа, Trichomonas vaginalis, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК, Ureaplasma urealyticum, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК Neisseria gonorrhoeae, ДНК, Candida albicans, ДНК, Ureaplasma parvum, ДНК, Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК, мазок уrogenитальный, сектет простаты
- 43-393 ИППП - ПЦР 13 инфекций Cytoomegalovirus, ДНК, Gardnerella vaginalis, ДНК, Trichomonas vaginalis, ДНК, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59), ДНК без определения типа, Neisseria gonorrhoeae, ДНК Chlamydia trachomatis, ДНК, Ureaplasma urealyticum, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК Treponema pallidum, ДНК, Candida albicans, ДНК, Ureaplasma parvum, ДНК, Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК, мазок уrogenитальный, сектет простаты
- 40-003 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-IgG” CMV (IgG), Toxoplasma gondii (IgG), Rubella Virus (IgG), HSV 1/2 (IgG)
- 40-004 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-IgM” CMV (IgM), Toxoplasma gondii (IgM), Rubella Virus (IgM), HSV 1/2 (IgM)
- 40-035 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-АНТИТЕЛА” CMV (IgG), Toxoplasma gondii (IgG), Rubella Virus (IgG), HSV 1/2 (IgG), CMV (IgM), Toxoplasma gondii (IgM), Rubella Virus (IgM), HSV 1/2 (IgM)

ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 45

(Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования), Аламинотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, С-пептид в сыворотке, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, анти-HCV, антитела, HbsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, СА 125 II, СА 15-3, Тироксин свободный (Т4 свободный) Тиреотропный гормон (ТТГ), Фоликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол, Пролактин, HE4, Антиулеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямо, Коэффициент атерогенности, Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA)

ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН

(Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аламинотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, анти-HCV, антитела, HbsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, СА 19-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антиулеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямо, Коэффициент атерогенности

ОБСЛЕДОВАНИЯ ДО И ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ

- 40-045 ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ – ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ Группа крови АВ0, Rh, anti-HCV (антитела), CMV (IgG), HbsAg, HSV 1/2 (IgG), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, Rubella Virus (IgG), Rubella Virus, IgM (количество), Toxoplasma gondii (IgG), Toxoplasma gondii, IgM (количество), Treponema pallidum (антитела)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ГИНЕКОЛОГОМ

	40-047 ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ – НЕОБХОДИМЫЕ АНАЛИЗЫ Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Волчаночный антикоагулянт, Гомоцистенин, Глюкоза в плазме, АЛТ, АСТ, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Fe, K/Na/Cl, Ca, Креатинин в сыворотке, Mg, Мочевина в сыворотке, Р, Общий анализ мочи с микроскопией осадка
	40-044 ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ – ЗДОРОВЬЕ ПАРТНЕРОВ (для женщин) Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Микрофлора мочеполовых органов
	40-125 ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ – ЗДОРОВЬЕ ПАРТНЕРОВ (для мужчин) Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Микрофлора мочеполовых органов
	40-046 ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ – ГОРМОНАЛЬНЫЕ АНАЛИЗЫ ДЭА-S04, ЛГ, Прогестерон, Пролактин, Тестостерон, ТТГ, Т4 свободный, ФСГ, Эстрадиол
	40-049 БЕРЕМЕННОСТЬ – I ТРИМЕСТР Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, АЧТВ, ПИ, МНО, Фибриноген, D-димер, anti-НСV (антитела), CMV (IgG), CMV (IgM), HBsAg, HSV 1/2 (IgG), HSV 1/2 (IgM), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, Rubella Virus (IgG), Rubella Virus (IgM), Toxoplasma gondii (IgG), Toxoplasma gondii (IgM), Теропланта pallidum (антитела), ТТГ, АЛТ, АСТ, Белок общий в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Билирубин прямой, Креатинин в сыворотке, Мочевина в сыворотке, Общий анализ мочи с микроскопией осадка
	40-050 БЕРЕМЕННОСТЬ – II ТРИМЕСТР Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ТТГ
	40-051 БЕРЕМЕННОСТЬ – III ТРИМЕСТР Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Фибриноген, ПИ, МНО, АЧТВ, D-димер, HIV 1,2 Ag/Ab Combo, anti-НСV (антитела), HBsAg, Теропланта pallidum (антитела), ТТГ, АЛТ, АСТ, Белок общий в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Мочевина в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза в плазме
	40-101 ГОРМОНАЛЬНЫЙ: НАРУШЕНИЕ МЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛА Лютенизирующий гормон (ЛГ), Прогестерон, Пролактин, Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол
	40-149 ЖЕНСКИЙ ГОРМОНАЛЬНЫЙ СТАТУС базовые лабораторные показатели ФСГ, ЛГ, Пролактин, Эстрадиол
	40-105 ГОРМОНАЛЬНЫЙ: МЕНОПАУЗА ФСГ, ЛГ, Эстрадиол, ТТГ, Т4 свободный, Интерпретация результатов исследования
	40-029 ЖЕНСКАЯ ОНКОЛОГИЯ CA 125, CA 15-3, CA 19-9, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), HE4 Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA), Общий анализ крови (8 основных показателей) Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), метод капиллярной фотометрии Интерпретация результатов исследования
	40-137 ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ CA 15-3, РЭА
	40-139 ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ РЭА, SCCA, Pap-тест
	40-180 ВЫЯВЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА РАКА ШЕЙКИ МАТКИ Pap-тест, Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59) ДНК без определения типа
	40-154 ЛАБОРАТОРНЫЕ МАРКЕРЫ РАКА ЯИЧНИКОВ CA 125 II, CA 72-4
	09-116 МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА (16 показателей) [реал-тайм ПЦР]
	09-117 МИКРОБИОЦЕНОЗ ВЛАГАЛИЩА (8 показателей) [реал-тайм ПЦР]

ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ

	40-080 ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ. ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА anti-HAV (IgM), HBsAg, anti-HCV (антитела), Интерпретация результатов исследования
--	--

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

	40-023 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин В12 (цианокобаламин), Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин, Витамин В9 (фолиевая кислота)
	40-132 ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ АНЕМИИ Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин В12 (цианокобаламин), Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин, Витамин В9 (фолиевая кислота), Эритропоэтин
	40-131 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА Железо в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Трансферрин, Ферритин

	40-161 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАНКРЕАТИТА С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Амилаза общая в сыворотке, Билирубин общий, Глюкоза в плазме, Лейкоцитарная формула, Липаза Общий анализ крови (8 основных показателей)
	40-483 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ (Коагулограмма №1 (протромбин (по Викиу), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ТТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, Билирубин непрямой)
	40-485 РАЗВЕРНУТОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ (Амилаза общая в сыворотке, Глюкоза в плазме, Липаза, С-пептид в сыворотке, СА 19-9)
	40-492 РАСШИРЕННОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); Антитромбин III; Аполипопротеин В; Аполипопротеин А1; Креатинкиназа MB; Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП); Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП); Триглицериды; Холестерол общий; С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод); Калий в сыворотке; Тироксин свободный (Т4 свободный); Тиреотропный гормон (ТТГ); Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП); Коэффициент атерогенности
	40-134 РАЗВЕРНУТОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК Общий анализ мочи с микроскопией осадка; Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); Эритропоэтин; Альбумин в сыворотке; Кальций в сыворотке; Креатинин в сыворотке (с определением СКФ); Мочевина в сыворотке; Белок общий в сыворотке; Фосфор в сыворотке; Калий в сыворотке; Натрий в сыворотке; Альбумин в моче (микроальбуминурия)
	40-482 ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Кальцитонин в сыворотке; Тиреоглобулин; Антитела к тиреоглобулину (антиТГ)
	40-524 РИСК НАЛИЧИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА (ROMA) ДЛЯ ПОСТМЕНОПАУЗЫ
	40-525 РИСК НАЛИЧИЯ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОЙ ОПУХОЛИ ЯИЧНИКА (ROMA) ДЛЯ ПРЕМЕНОПАУЗЫ
	40-142 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ Калий в сыворотке, Коэффициент атерогенности, Креатинин в сыворотке, Натрий в сыворотке Общий анализ крови (8 основных показателей), Тироксин (Т4) свободный, Триглицериды, Тиреотропный гормон (ТТГ) Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП) Холестерол - Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий
	40-135 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ Глюкоза в плазме, ЛПВП, ЛПНП, Холестерол общий, Триглицериды, Коэффициент атерогенности, ЛПОНП, С-пептид в сыворотке, Микроальбумин в моче, С-реактивный белок, Аполипопротеин А-1, Аполипопротеин В, мочевая кислота в сыворотке, гликированный гемоглобин
	40-065 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ ТТГ, Т3, Т4 свободный, Т4, Т3 свободный, Анти-ТГ, Анти-ТПО, Анти-р ТТГ, Интерпретация результатов исследования
	40-122 ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПОЧЕК Общий анализ мочи с микроскопией осадка (первая порция утренней мочи), Общий анализ мочи с микроскопией осадка (средняя порция утренней мочи), Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам
	40-134 РАЗВЕРНУТОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК Альбумин в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Калий в сыворотке, Кальций в сыворотке, Креатинин в сыворотке Альбумин в моче (микроальбуминурия), Мочевина в сыворотке, Натрий в сыворотке, Эритропоэтин Общий анализ крови (8 основных показателей), Общий анализ мочи, Микроскопия осадка мочи, Фосфор в сыворотке
	40-184 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ Креатинин в сыворотке, Лейкоцитарная формула, Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам Общий анализ крови (8 основных показателей), Общий анализ мочи, Микроскопия осадка мочи

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

	42-007 Предрасположенность к ранней привычной потере беременности Маркеры: 20210 G>A в гене F2, 1691 G>A в гене F5, 677 C>T в гене MTHFR, 1298 A>G в гене MTHFR
	42-008 Предрасположенность к ранней привычной потере беременности (расширенный) Маркеры: 20210 G>A в гене F2, 1691 G>A в гене F5, 677 C>T в гене MTHFR, 1298 A>G в гене MTHFR, 66 A>G в гене MTR, 2756 A>G в гене MTR
	42-012 Риск раннего развития рака молочной железы и яичников Маркеры: 185delAG в гене BRCA1, 4153delA в гене BRCA1, 5382insC в гене BRCA1, 6174delT в гене BRCA2, 3819delGTAA в гене BRCA1, 3875delGCT в гене BRCA1, T300G в гене BRCA1, 2080delA в гене BRCA1
	42-006 Биологический риск приема гормональных контрацептивов Маркеры: 20210 G>A в гене F2, 1691 G>A в гене F5

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

- Кровь для исследования берется в пробирку 2 мл
- Кровь для исследования берется в пробирку с соответствующим цветом крышки
- Микропробирка для забора капиллярной крови у детей
- Кровь для исследования берется в пробирку со светло-зеленой крышкой (с гелем)
- Зонд транспортный со средой Эймса и углем
- Контейнер для кала с консервантом
- Аликвота разовой порции мочи в вакуумной пробирке с соответствующим цветом крышки

- Аликвота суточной мочи без консерванта в вакуумной пробирке с соотв. цветом крышки
- / "или"
- Микропробирка (Эппендорф) с транспортной средой для ПЦР
- Контейнер для забора кала
- Стерильный контейнер (сухой) без наполнителя
- Предметное стекло
- Стерильный контейнер с 10% формалином
- Контейнер пластиковый для сбора суточной мочи без консерванта

- Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования сгустка
- Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу при 2000 g в течение 10 мин. Перенести 2/3 плазмы в новую чистую пробирку, закрыть крышкой и центрифугировать эту пробирку повторно при тех же условиях. Затем перенести плазму в транспортную пробирку
- Перенести сыворотку или плазму (в зависимости от исследования) в новую, предварительно охлажденную, транспортную пробирку
- Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии
- Защищать от света
- * На данный вид исследования заполняется индивидуальный бланк