



Контактный телефон

$$+ 7(\square\square\square)\square\square\square\square\square\square\square$$

Фамилия ИО врача _____

Дата забора		
/	/	/

Место забора

Дата рождения (ч/м/г)		
/	/	/

Пол	
М	Ж

[illegible]

Фамилия ИО пациента

[illegible]

Паспортные данные

Серия				Номер				Дата выдачи		

Выдан

Адрес места жительства* (регион, район, город/населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира)

*Для граждан РФ по паспорту, для иностранных граждан по документу, подтверждающему регистрацию на территории РФ. При конфиденциальном обследовании персональные данные на пациента приводятся без сокращений по паспорту.

штрих-код	штрих-код	штрих-код	штрих-код	штрих-код
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

02-014	Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы
02-007	Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
02-029	Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ
02-027	Ретикулоциты

02-006	Общий анализ мочи с микроскопией осадка	
02-002	Анализ мочи по Нечипоренко	

02-009	Копрограмма	КК
02-001	Анализ кала на скрытую кровь	КК

Витамины, жирные кислоты

	06-012	Витамин B12 (цианокобаламин)			-20°	
	06-043	Витамин B9 (фолиевая кислота)			-20°	
	06-101	Витамин A (ретинол)			-20°	
	06-102	Витамин B1 (тиамин)			-20°	
	06-103	Витамин B5 (пантотеновая кислота)			-20°	
	06-104	Витамин B6 (пиридоксин)			-20°	
	06-105	Витамин C (аскорбиновая кислота)			-20°	
	06-106	Витамин D, 25-дигидроксид (кальциферол)			-20°	
	06-107	Витамин E (токоферол)			-20°	
	06-108	Витамин K (филлохинон)			-20°	

06-003	Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
06-010	Аспаратаминотрансфераза (АСТ)
06-005	Амилаза общая в сыворотке
06-006	Амилаза панкреатическая
06-013	Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ)
06-022	Креатинкиназа общая
06-023	Креатинкиназа МВ
06-025	Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая
06-027	Липаза

06-041	Триглицериды
06-048	Холестерол общий
06-028	Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)
06-029	Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)
06-008	Аполипопротеин В
06-009	Аполипопротеин А 1

06-036	Билирубин общий
06-037	Билирубин прямой
06-016	Гомоцистеин
06-007	Антистрептолизин О
06-014	Гликированный гемоглобин (HbA 1c)
06-050	C-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод)
13-020	Ревматоидный фактор
06-060	Белок общий в ликворе

06-015	Глюкоза в плазме
06-061	Глюкоза в ликворе

Сифилис

✕	07-056	Сифилис RPR (антикардиолипновый тест), титр
✕	07-117	Сифилис РПГА (реакция пассивной геммагглютинации), титр
✕	07-102	<i>Treponema pallidum</i> , антитела, ИФА
✕	07-049	<i>Treponema pallidum</i> , антитела, сверхчувствительно
✕	07-048	<i>Treponema pallidum</i> , IgM, титр
✕	07-047	<i>Treponema pallidum</i> , IgG, титр
✕	07-070	<i>Treponema pallidum</i> , IgG в ликворе

07-018		Cytomegalovirus, IgM
07-017		Cytomegalovirus, IgG
07-016		Cytomegalovirus предранний белок IEA, IgM, IgG
40-129		Антитела к Cytomegalovirus (IgM, IgG) с определением avidности IgG
09-003		Cytomegalovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР]

	07-031		Herpes Simplex Virus 1/2, IgM
	07-030		Herpes Simplex Virus 1/2, IgG
	09-013		Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР]

07-055		Varicella-Zoster Virus, IgM
07-054		Varicella-Zoster Virus, IgG
09-123		Varicella Zoster Virus, ДНК [реал-тайм ПЦР] Венозная кровь, Капиллярная кровь, Амниотическая жидкость, Ликвор, Соскоб, Слюна

07-082	Human Herpes Virus 6, IgG			
09-015	Human Herpes Virus 6, ДНК [реал-тайм ПЦР]	Мазок урогенитальный, Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы), Первая порция утренней мочи, Венозная кровь, Слюна, Амниотическая жидкость, Биопат, Ликвор, Мазок из зева (ротоглотки), Бронхоальвеолярный лаваж (БАЛ), Плевральная жидкость		
09-016	Human Herpes Virus 7, ДНК [реал-тайм ПЦР]	Венозная кровь, Слюна, Ликвор, Мазок из зева (ротоглотки)		

Вирус клещевого энцефалита

07-092	Вирус клещевого энцефалита, IgM
07-093	Вирус клещевого энцефалита, IgG
07-095	Вирус клещевого энцефалита, антиген (в ликворе)

	07-062	Borrelia burgdorferi, IgM, титр
	07-064	Borrelia burgdorferi, IgG, титр
	07-066	Borrelia burgdorferi, IgM, иммуноблот

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ВРАЧОМ НЕВРОПАТОЛОГОМ

	07-067		Borrelia burgdorferi, IgG, иммуноблот
	09-039		 Borrelia burgdorferi s.l., ДНК [реал-тайм ПЦР] Ликвор, Венозная кровь

Туберкулез			
	07-034		Mycobacterium tuberculosis, антитела
	09-022		Mycobacterium tuberculosis, ДНК [реал-тайм ПЦР] Венозная кровь, Клетки эндометрия матки, Мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Первая порция утренней мочи, Эякулят, Биоптат, Ликвор, Мокрота, Плевральная жидкость
			
	09-023		Mycobacterium tuberculosis complex, ДНК [реал-тайм ПЦР] Клетки эндометрия матки, Мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Первая порция утренней мочи, Эякулят, Биоптат, Ликвор, Мокрота, Венозная кровь
			

Менингококковая инфекция			
	07-106		Neisseria meningitidis, антитела

Моноцитарный эрлихиоз			
	07-060		Ehrlichia chaffeensis, IgM, титр
	07-061		Ehrlichia chaffeensis, IgG, титр
	09-040		Ehrlichia chaffeensis, ДНК [реал-тайм ПЦР] Ликвор, Венозная кровь
			

Стрептококковая инфекция			
	09-065		Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР] Венозная кровь, мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Первая порция утренней мочи, Эякулят, мазок из зева, мокрота, синовиальная жидкость, мазок из носоглотки
			
	09-074		Streptococcus pneumoniae, ДНК [ПЦР] (мокрота) Венозная кровь, мокрота
			

Энтеровирусная инфекция			
	09-075		Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР] Кал, Ликвор
			

Аденовирусная инфекция			
	09-066		Adenovirus, ДНК [реал-тайм ПЦР] Аминотическая жидкость, Мазок с конъюнктивы (пр.), Мазок из носоглотки, Мазок с конъюнктивы (лев.), Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носа, Слюна
			

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	10-001		Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам
	10-035		Посев на золотистый стафилококк (S. aureus)
	10-036		Посев на золотистый стафилококк (S. aureus)
	10-038		Бактериологическое исследование клинического материала на анализаторе VITEK bioMerieux
	10-043		Посев клинического материала на анаэробную флору с определением чувствительности к антибиотикам

АУТОИМУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ			
	13-058		Диагностика рассеянного склероза (изоэлектрофокусирование олигоклонального IgG в ликворе и сыворотке)
	13-076		Диагностика паранепластических энцефалитов (антитела к антигенам белого и серого вещества мозга (Yo-1, Hu, Ri) и мембранному антигену (Ma))

ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
Лекарственный мониторинг			
	15-001		Вальпроевая кислота (кровь)
	15-002		Карbamазепин (кровь)
	15-004		Фенобарбитал (кровь)
	15-005		Дифенин (кровь)
	15-006		Топирамат (кровь)
	15-007		Ламотриджин (кровь)

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			
	20-010		Свободные каппа и лямбда цепи иммуноглобулинов в ликворе
ПАНЕЛИ ТЕСТОВ И АЛГОРИТМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ			
	40-117		4 ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ АНАЛИЗА Антитела к ВЧ4 1/2 (anti-HV1), Treponema pallidum (антитела), HbsAg, anti-HCV (антитела)
	40-063		КЛИНИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ – основные показатели Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, АЛТ, Альбумин, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Гамма-ГТ, Глюкоза, Fe, Са, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Триглицериды, Фосфатаза щелочная, Холестерол, Интерпретация результатов, амлаза панкреатическая, лейкоцитарная формула, Общий анализ крови, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), холестерол общий
			

	40-112	ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза Белок общий, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, HbsAg, anti-HCV, Treponema pallidum, HIV 1,2 Ag/Ab Combo, Креатинин в сыворотке	
			

Полные лабораторные обследования			
	40-032	ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИН Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, Ретикулоциты, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Билирубин общий, Амлаза общая, Белок общий, Глюкоза, HbA 1c, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, K/Na/Cl, Са, P, N-остеокальцин, Холестерол общий, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, ПИ+МНО, АТIII, LA1, Фибриноген, C-реактивный белок, РФ, Прогестерон, Пролактин, Эстрадиол, ТТГ, Т4 свободный, Анти-ТПО, СА 125 II, СА 15-3, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbsAg, anti-HCV (антитела), Гомоцистеин, Интерпретация результатов исследования	
			
	40-031	ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИН Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, КК-МВ, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Билирубин общий, Амлаза общая, Белок общий, Глюкоза, HbA 1c, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, K/Na/Cl, Холестерол общий, C-реактивный белок, Триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, ПИ+МНО, АТIII, LA1, Фибриноген, РФ, Тестостерон, Анти-ТПО, ТТГ, Т4 свободный, ПСА общий, ПСА свободный, РЭА, СА 19-9, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbsAg, anti-HCV (антитела), Гомоцистеин, Интерпретация результатов исследования, Тестостерон	
			

Профилактика заболеваний			
	41-004	ПРОФИЛАКТИКА ОСТЕОПОРОЗА N-остеокальцин, Щелочная фосфатаза, Интерпретация результатов исследования	
			

Ежегодные обследования			
	40-034	ЕЖЕГОДНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЖЕНЩИНЫ Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Билирубин общий, Амлаза общая, Белок общий, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, Са, P, Холестерол общий, ПИ+МНО, АТIII, Фибриноген, Пролактин, ТТГ, Т4 свободный, Анти-ТПО, Гомоцистеин, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbsAg, anti-HCV (антитела), Интерпретация результатов исследования, Железо	
			
	40-033	ЕЖЕГОДНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИНЫ Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Билирубин общий, Амлаза общая, Белок общий, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, Холестерол общий, ПИ+МНО, АТIII, Фибриноген, Тестостерон, ТТГ, Анти-ТПО, ПСА общий, ПСА свободный, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbsAg, anti-HCV (антитела), Гомоцистеин, Интерпретация результатов исследования	
			

Интимное здоровье			
	40-003	ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-IgG” CMV (IgG), Toxoplasma gondii (IgG), Rubella Virus (IgG), HSV 1/2 (IgG)	
	40-004	ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-IgM” CMV (IgM), Toxoplasma gondii (IgM), Rubella Virus (IgM), HSV 1/2 (IgM)	
	40-035	ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-АНТИТЕЛА” CMV (IgG), Toxoplasma gondii (IgG), Rubella Virus (IgG), HSV 1/2 (IgG), CMV (IgM), Toxoplasma gondii (IgM), Rubella Virus (IgM), HSV 1/2 (IgM)	
			

Вирусные гепатиты			
	40-080	ВИРУСНЫЕ ГЕПАТИТЫ. ПЕРВИЧНАЯ ДИАГНОСТИКА anti-HAV (IgM), HbsAg, anti-HCV (антитела), Интерпретация результатов исследования	
			

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ			
	40-023	ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин B12 (цианкобаламин), Железо в сыворотке Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин Витамин B9 (фолиевая кислота)	
			
	40-132	ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ АНЕМИИ Общий анализ крови, Ретикулоциты, Fe, Ферритин, Железосвязывающая способность сыворотки, Витамин B9, Витамин B12	
			
	40-131	ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТА Fe, Железосвязывающая способность сыворотки, Ферритин, Общий анализ крови	
			
	40-025	ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Chlamydia trachomatis, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК, Neisseria gonorrhoeae, ДНК Trichomonas vaginalis, ДНК, Ureaplasma parvum, ДНК, Ureaplasma urealyticum, ДНК, Микр. исп. отд. мочепол. орг. (микрофлора) Простатспецифический антиген (ПСА) общий, сверхчувствительно, Простатспецифический антиген (ПСА) свободный	
			
	40-015	ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПЕЧЕНИ АСТ, АЛТ, Гамма-ГТ, ЛДГ, Фосфатаза щелочная, Холестерол общий, Билирубин общий, Билирубин прямой, Fe, Глюкоза, ПИ+МНО, Белок общий, Амлаза общая, Фибриноген, HbsAg, anti-HCV (антитела), алфа-ФП, Интерпретация результатов исследования	
			
	40-018	ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Амлаза общая, Липаза, Глюкоза, C-реактивный белок, АЛТ, Гамма-ГТ, Билирубин общий, СА 19-9, C-пептид, Интерпретация результатов исследования, билирубин прямой	
			
	40-159	ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕМАХРОМТОЗА Трансферрин, Железосвязывающая способность сыворотки, Ферритин, АЛТ, АСТ, Билирубин общий, Альбумин в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС)	
			
	40-160	ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА -БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная общая, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий в сыворотке, Альбумин в сыворотке, ПИ, МНО, фибриноген	
			
	40-161	ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ПАНКРЕАТИТА C-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Аланиминотрансфераза (АЛТ), Амлаза общая в сыворотке Билирубин общий, Глюкоза в плазме, Лейкоцитарная формула, Липаза, Общий анализ крови (8 основных показателей)	
			

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЕ ВРАЧОМ НЕВРОПАТОЛОГОМ

-  **40-142 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ**
Калий в сыворотке, Коэффициент атерогенности, Креатинин в сыворотке, Натрий в сыворотке
Общий анализ крови (8 основных показателей), Тироксин (Т4) свободный, Триглицериды, Тиреотропный гормон (ТТГ)
Холестерол - Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротейны низкой плотности (ЛПНП),
Холестерол - Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий
-  **40-039 БИОХИМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ – ЛИПИДОГРАММА**
Холестерол общий, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, Триглицериды
-  **40-135 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ**
С-пептид, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Аполипопротеин А-1
Аполипопротеин В, Гликованный гемоглобин, доля (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Коэффициент атерогенности
Альбумин в моче (микроальбуминурия), Мочевая кислота в сыворотке, Триглицериды
Холестерол - Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротейны низкой плотности (ЛПНП)
Холестерол - Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий
-  **40-140 АТЕРОСКРИН МАКСИМАЛЬНЫЙ**
С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Аполипопротеин А-1, Аполипопротеин В
Выявление мутации 20210 G>A в гене F2, Выявление мутации 1691 G>A в гене F5, Выявление мутации (-786) T>C в гене NOS3
Выявление мутации 894 G>T в гене NOS3, Коэффициент атерогенности, Триглицериды
Холестерол - Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротейны низкой плотности (ЛПНП)
Холестерол - Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий
-  **40-141 АТЕРОСКРИН ОПТИМАЛЬНЫЙ**
ЛПВП, ЛПНП, Холестерол общий, Триглицериды, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, С-реактивный белок, Расчет относительного
риска сердечно-сосудистых заболеваний
-  **40-065 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ**
ТТГ, Т3, Т4 свободный, Т4, Т3 свободный, Анти-ТГ, Анти-ТПО, Анти-р ТТГ, Интерпретация результатов исследования
-  **40-122 ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПОЧЕК**
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (первая порция утренней мочи), Общий анализ мочи с микроскопией осадка (средняя
порция утренней мочи), Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам
-  **40-134 РАЗВЕРНУТОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК**
Альбумин в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Калий в сыворотке, Кальций в сыворотке
Креатинин в сыворотке, Альбумин в моче (микроальбуминурия), Мочевина в сыворотке
Натрий в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Общий анализ мочи
Микроскопия осадка мочи, Фосфор в сыворотке, Эритроцитозин
-  **40-496 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН ПОСЛЕ 45**
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость
оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), N-Остеокальцин
(маркер костного ремоделирования), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в
сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А 1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза
(гамма-ГТ), Гликованный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке,
Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол Липопротейны высокой плотности (ЛПВП),
Холестерол - Липопротейны низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке,
Билирубин общий, Билирубин прямой, С-пептид в сыворотке, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная
общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке,
anti-HCV, антитела, HBsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена р24), Тгепонета pallidum,
антитела, СА 125 II, СА 15-3, Тироксин свободный (Т4 свободный) Тиреотропный гормон (ТТГ),
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол, Пролактин, HE4, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках,
Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол -
Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности, Риск наличия
злокачественной опухоли яичника (ROMA)

-  **40-494 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН**
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость
оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО),
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В,
Аполипопротеин А 1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликованный
гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза,
Холестерол Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротейны низкой плотности (ЛПНП),
Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферрин,
Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количество
(высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, anti-HCV, антитела, HBsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение
антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена р24), Тгепонета pallidum, антитела, СА 19-9, Простатспецифический антиген общий
(ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный
гормон (ТТГ), Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин),
Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин
непрямой, Коэффициент атерогенности

-  **40-495 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ЖЕНЩИН**
Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость
оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО),
Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза
(АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликованный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в
сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол Липопротейны высокой плотности
(ЛПВП), Холестерол - Липопротейны низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в
сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая,
Холестерол общий, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, anti-HCV,
антитела, HBsAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена р24), Тгепонета pallidum,
антитела, СА 125 II, СА 15-3, Тироксин свободный (Т4 свободный), Тиреотропный гормон (ТТГ), Эстрадиол, Пролактин,
HE4, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ENA-скрин), Антитела
к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой,
Коэффициент атерогенности, Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA)

-  **40-483 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ**
Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке,
Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Билирубин общий, Билирубин прямой,
Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, Билирубин непрямой
-  **40-485 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИИ ПЕЧЕНИ**
Амилаза общая в сыворотке, Глюкоза в плазме, Липаза, С-пептид в сыворотке, СА 19-9
-  **40-492 РАСШИРЕННОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ СЕРДЦА И СОСУДОВ**
Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Антитромбин III, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А 1,
Креатинкиназа МВ, Холестерол Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротейны низкой
плотности (ЛПНП), Триглицериды, Холестерол общий, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный
метод), Калий в сыворотке, Тироксин свободный (Т4 свободный), Тиреотропный гормон (ТТГ), Холестерол -
Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности

-  **40-486 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОЧЕК**
Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ), Альбумин в
сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Белок общий в сыворотке, Калий в сыворотке, Натрий в
сыворотке, Альбумин в моче (микроальбуминурия)

Условные обозначения

-  Кровь для исследования берется в пробирку с соответствующим цветом крышки
-  Микропробирка для забора капиллярной крови у детей
-  Кровь для исследования берется в пробирку со светло-зеленой крышечкой (с гелем)
-  Зонд транспортный со средой Эймса и углем
-  Контейнер для кала с консервантом
-  Аликвота разовой порции мочи в вакуумной
пробирке с соответствующим цветом крышки
-  Зонд транспортный со средой Эймса без угля
-  Зонд транспортный со средой Стюарта
-  Тупфер (красная крышки) для культивирования микроорганизмов
из кишечного тракта (среда Кэри Блэйд)
- Стерильные контейнеры со специальной транспортной средой
для культивирования микроорганизмов из урогенитального тракта
-  Микропробирка (Эппендорф) с транспортной средой для ПЦР
-  Контейнер для забора кала
-  Стерильный контейнер (сухой) без наполнителей
-  Предметное стекло
-  Стерильный контейнер с 10% формалином
-  Контейнер для суточной мочи с соляной кислотой
-  Суточная моча на данное исследование с
обирается в контейнер с консервантом
-  Стерильный контейнер с питательной средой
-  Пробирка вакуумная с наполнителем К2-ЭДТА
(фиолетовая крышка), 2 мл
-  Кровь после венопункции для получения плазмы центрифугировать сразу,
для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования сгустка
-  Кровь после венопункции для получения плазмы центрифугировать сразу при
2000 g в течение 10 мин. Перенести 2/3 плазмы в новую чистую пробирку, закрыть
крышкой и центрифугировать эту пробирку повторно при тех же условиях.
Затем перенести плазму в транспортную пробирку
-  Перенести сыворотку или плазму (в зависимости от исследования) в новую,
предварительно охлажденную, транспортную пробирку
-  Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии
-  Защищать от света
-  Биоматериал на данное исследование берется в отдельный контейнер