

Направитель/Организация

Дата забора

Место забора

Дата рождения (ч/м/г)

Пол

Бер/нед

Фамилия ИО врача

Фамилия ИО пациента

Паспортные данные

Серия

Номер

Дата выдачи

Выдан

Адрес места жительства* (регион, район, город/нас.пункт, улица, дом, корпус, квартира)

*Для граждан РФ по паспорту, для иностранных граждан по документу, подтверждающему регистрацию на территории РФ. При конфиденциальном обследовании персональные данные на пациента приводятся без сокращений по паспорту.

штрих-код

штрих-код

штрих-код

штрих-код

штрих-код

НАПРАВЛЕНИЯ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ УРОЛОГОМ

ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ

Общеклинические исследования крови

02-014 2 Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы

02-029 2 Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ

Ферменты

06-003 Аланинаминотрансфераза (АЛТ)

06-010 Аспартатаминотрансфераза (АСТ)

Субстраты, аминокислоты и белки

06-004 Альбумин в сыворотке

06-035 Белок общий в сыворотке

06-011 Белковые фракции в сыворотке

06-034 Мочевина в сыворотке

06-033 Мочевая кислота в сыворотке

06-021 Креатинин в сыворотке

Липиды и липопротеины

06-041 Триглицериды

06-048 Холестерол общий

06-028 Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)

06-029 Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)

Углеводы

06-015 Глюкоза в плазме

Электролиты и неорганические вещества

06-019 Калий, натрий, хлор в сыворотке

Функция фертильности

08-117 Тестостерон

08-050 Тестостерон свободный

08-020 Бета-субъединица хорионического гонадотропина человека (бета-ХГЧ)

Определение уровня онкомаркеров

08-016 Альфа-фетопротеин (альфа-ФП)

08-038 Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно

СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

07-056 Сифилис RPR (антикардиолипиновый тест), титр

07-117 Сифилис РПГА (реакция пассивной гемагглютинации), титр

07-102 Treponema pallidum, антитела, ИФА

07-049 Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно

07-047 Treponema pallidum, IgG, титр

07-048 Treponema pallidum, IgM, титр

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ

02-006 Общий анализ мочи с микроскопией осадка

02-002 Анализ мочи по Нечипоренко

02-032 Проба Сулковича

02-011 Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина)

06-038 Белок общий в моче (разовая порция; суточная моча)

08-019 Бета2-микроглобулин в моче

УРОГЕНИТАЛЬНЫЕ МАЗКИ

02-004 Микроскопическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора)

02-015 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов мужчин (микрофлора)

Сифилис

09-113 Treponema pallidum, ДНК [ПЦР] (мазок уrogenитальный, соскоб, моча, секрет простаты, эякулят)

Герпетическая инфекция

09-013 Herpes Simplex Virus 1/2, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты Венозная кровь, Капиллярная кровь, Амниотическая жидкость, Биоптат, Ликвор, Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носоглотки, Мазок с конъюнктивы

Хламидийная инфекция

09-002 Chlamydia trachomatis, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты Амниотическая жидкость, Мазок из десневого кармана, Мазок с конъюнктивы

Уреаплазменная инфекция

09-032 Ureaplasma urealyticum, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)

09-095 Ureaplasma species, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок уrogenитальный, моча, эякулят)

Микоплазменная инфекция

09-025 Mycoplasma genitalium, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)

09-026 Mycoplasma hominis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)

Гонорея

09-027 Neisseria gonorrhoeae, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)

Трихомониаз

09-030 Trichomonas vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок уrogenитальный, моча, эякулят, секрет простаты)

Кандидоз

09-001 Candida albicans, ДНК [реал-тайм ПЦР] мазок уrogenитальный, моча, секрет простаты, эякулят Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носоглотки

Гарднереллез

09-007 Gardnerella vaginalis, ДНК [реал-тайм ПЦР] (мазок уrogenитальный, моча, секрет простаты)

Папилломавирусная инфекция

09-105 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК без определения типа [реал-тайм ПЦР] Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Мазок из зева (ротоглотки)

09-106 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК генотипирование [реал-тайм ПЦР] Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Мазок из зева (ротоглотки)

09-115 Human Papillomavirus высокого канцерогенного риска (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 типы), ДНК количественно, без определения типа [реал-тайм ПЦР] Мазок уrogenитальный, Ректальный мазок, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы)

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ УРОЛОГОМ

Стрептококковая инфекция

- 09-065 Streptococcus pyogenes, ДНК [реал-тайм ПЦР]
Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носоглотки, Мазок урогенитальный, Мазок урогенитальный (с секретом предстательной железы)

Туберкулез

- 09-021 Mycobacterium tuberculosis, ДНК [ПЦР]
(моча, урогенитальный мазок, клетки эндометрия матки, эякулят, секрет простаты)

МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 10-001 Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам
моча, мазок урогенитальный, мазок урогенитальный с секретом предстательной железы, отделяемое уха, мазок с конъюнктивы, из ротоглотки, из носоглотки, из носа, мокрота, эякулят, грудное молоко желчь, мазок из уретры, мазок из цервикального канала, Отделяемое абсцесса полости рта, Плевральная жидкость, синовиальная жидкость, смыв из бронхов, мазок из носовых пазух
- 10-002 Посев на Mycoplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок урогенитальный, секрет простаты)
- 10-003 Посев на Ureaplasma species с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок урогенитальный, секрет простаты)
- 10-005 Посев на Chlamydia trachomatis (мазок урогенитальный, секрет простаты, мазок с конъюнктивы)
- 10-006 Посев на Chlamydia trachomatis с определением титра и чувствительности к антибиотикам (мазок урогенитальный, мазок с конъюнктивы, секрет простаты)
- 10-004 Посев Candida spp./дрожжеподобные грибы с подбором антимикотических препаратов
(моча (средняя порция утренней мочи), мазок урогенитальный, отделяемое уха, мазок с конъюнктивы, из ротоглотки, из носоглотки, из носа, мокрота, кал, эякулят)

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 13-003 Антитела к спермальным антигенам (в крови)
- 13-004 Антитела к спермальным антигенам (в сперме)

ПАНЕЛИ ТЕСТОВ И АЛГОРИТМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- 40-111 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ХИРУРГИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза, Мочевина, Белок общий, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, Альбумин, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Гамма-ГТ, Глюкоза, Fe, Ca, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Триглицериды, Фосфатаза щелочная, Холестерол, Интерпретация результатов, амиллаза панкреатическая, лейкоцитарная формула, Общий анализ крови, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), холестерол общий
- 40-112 ГОСПИТАЛИЗАЦИЯ В ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ СТАЦИОНАР
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза, Белок общий, Билирубин общий, АСТ, АЛТ, HbA1c, anti-HCV, Treponema pallidum, HIV 1,2 Ag/Ab Combo
- 40-063 КЛИНИЧЕСКИЙ И БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ – основные показатели
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, АЛТ, Альбумин, АСТ, Белок общий, Билирубин общий, Гамма-ГТ, Глюкоза, Fe, Ca, Креатинин, Мочевая кислота, Мочевина, Триглицериды, Фосфатаза щелочная, Холестерол, Интерпретация результатов, амиллаза панкреатическая, лейкоцитарная формула, Общий анализ крови, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), холестерол общий
- 40-033 ЕЖЕГОДНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ МУЖЧИНЫ
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой, СОЭ, Общий анализ мочи с микроскопией осадка, ЛДГ, АЛТ, Гамма-ГТ, Билирубин общий, Амилаза общая, Белок общий, Глюкоза, Мочевина, Мочевая кислота, Fe, Холестерол общий, ПИ+МНО, АТЛШ, Фибриноген, Тестостерон, ТТГ, Анти-ТПО, ПСА общий, ПСА свободный, Treponema pallidum (антитела), HIV 1,2 Ag/Ab Combo, HbA1c, anti-HCV (антитела), Гомоцистеин, Интерпретация результатов исследования
- 40-130 ИНТИМНЫЙ – ПЛЮС – для мужчин
- 40-043 ИНТИМНЫЙ - ОПТИМАЛЬНЫЙ - АНАЛИЗ МАЗКА У МУЖЧИН
Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum, Neisseria gonorrhoeae, Gardnerella vaginalis, Trichomonas vaginalis, HSV 1/2, Микрофлора мочеполовых органов
- 40-003 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-IgB”
CMV (IgG), Toxoplasma gondii (IgG), Rubella Virus (IgG), HSV 1/2 (IgG)
- 40-004 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-IgM”
CMV (IgM), Toxoplasma gondii (IgM), Rubella Virus (IgM), HSV 1/2 (IgM)
- 40-035 ПАНЕЛЬ ТЕСТОВ “TORCH-АНТИТЕЛА”
CMV (IgG), Toxoplasma gondii (IgG), Rubella Virus (IgG), HSV 1/2 (IgG), CMV (IgM), Toxoplasma gondii (IgM), Rubella Virus (IgM), HSV 1/2 (IgM)
- 40-125 ПЛАНИРОВАНИЕ БЕРЕМЕННОСТИ – ЗДОРОВЬЕ ПАРТНЕРОВ (для мужчин)
Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, Mycoplasma genitalium, Mycoplasma hominis, Trichomonas vaginalis, Ureaplasma parvum, Ureaplasma urealyticum, Микрофлора мочеполовых органов
- 40-132 ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ АНЕМИИ
Билирубин не прямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин B12 (цианокобаламин), Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин, Витамин B9 (фолиевая кислота), Эритропоэтин
- 40-025 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Chlamydia trachomatis, ДНК, Mycoplasma genitalium, ДНК, Mycoplasma hominis, ДНК, Neisseria gonorrhoeae, ДНК, Trichomonas vaginalis, ДНК, Ureaplasma parvum, ДНК, Ureaplasma urealyticum, ДНК, Микр. исслед. отд. мочепол. орг. (микробиота), Простатспецифический антиген (ПСА) общий, сверхчувствительно Простатспецифический антиген (ПСА) свободный

- 40-494 ПОЛНОЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ МУЖЧИН
линейный анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антитромбин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амилаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликированный гемоглобин (HbA1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол Липопротены высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротены низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Калий в сыворотке, anti-HCV, антитела, HbA1c, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, CA T9-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антиокислительный фактор на Нер-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол - Липопротены очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин не прямой, Коэффициент атерогенности

- 40-123 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ – ПРОСТАТИТ
Микробиологическое исследование секрета предстательной железы (микрофлора), Общий анализ мочи с микр. осадка, Посев на флору с опр. чувств. к антибиотикам, Chlamydia trachomatis, ДНК (реал-тайм ПЦР), Mycoplasma genitalium, ДНК (реал-тайм ПЦР), Mycoplasma hominis, ДНК (реал-тайм ПЦР), Ureaplasma parvum, ДНК (реал-тайм ПЦР), Ureaplasma urealyticum, ДНК (реал-тайм ПЦР)
- 40-160 ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА ГЕПАТИТА -БИОХИМИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ
АЛТ, АСТ, гамма-ГТ, Фосфатаза щелочная общая, Билирубин общий, Билирубин прямой, Белок общий в сыворотке, Альбумин в сыворотке, ПИ, МНО, фибриноген
- 40-135 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ МЕТАБОЛИЧЕСКОМ СИНДРОМЕ
С-пептид, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Аполипопротеин А-1, Аполипопротеин В, Гликированный гемоглобин, доля (HbA1c), Глюкоза в плазме, Коэффициент атерогенности, Альбумин в моче (микроальбуминурия), Мочевая кислота в сыворотке, Триглицериды, Холестерол - Липопротены высокой плотности (ЛПВП), Холестерол - Липопротены низкой плотности (ЛПНП), Холестерол - Липопротены очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий
- 40-141 АТЕРОСКРИН ОПТИМАЛЬНЫЙ
ЛПВП, ЛПНП, Холестерол общий, Триглицериды, ЛПОНП, Коэффициент атерогенности, С-реактивный белок, Расчет относительного риска сердечно-сосудистых заболеваний
- 40-065 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ТТГ, Т3, Т4 свободный, Т4, Т3 свободный, Анти-ТГ, Анти-ТПО, Анти-р ТТГ, Интерпретация результатов исследования
- 40-122 ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ ИНФЕКЦИЙ МОЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ И ПОЧЕК
Общий анализ мочи с микроскопией осадка (первая порция утренней мочи), Общий анализ мочи с микроскопией осадка (средняя порция утренней мочи), Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам
- 40-134 ЛАБОРАТОРНЫЙ СКРИНИНГ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ ПОЧЕК
Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Проба Реберга, Мочевина в сыворотке, Белок общий в моче, К/Na/Cl
- 40-184 ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ПРИ ПИЕЛОНЕФРИТЕ
Креатинин в сыворотке, Лейкоцитарная формула, Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам, Общий анализ крови (8 основных показателей), Общий анализ мочи, Микроскопия осадка мочи

АЛГОРИТМЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

- 41-006 Функция почек
Общий анализ мочи с микроскопией осадка, креатинин, мочевина, Коэффициент азот мочевины/креатинин, Интерпретация результатов исследования
- 41-007 Онкопрофилактика для мужчин
Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно, Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный), Интерпретация результатов исследования

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 18-039 Область фактора азооспермии (Locus AFR). Выявление мутации del AZFa, AZFb, AZFc

КОМПЛЕКСНЫЕ ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 42-015 Гормональнозависимое нарушение сперматогенеза
(Выявление числа повторов (CAG)n в гене AR)
- 42-016 Генетические причины мужского бесплодия
(число повторов (CAG)n в гене AR; делеционный полиморфизм в областях AZFa, AZFb, AZFc локуса AFR)
- 42-020 Тестикулярное нарушение сперматогенеза
(Выявление делеционного полиморфизма в областях AZFa, AZFb, AZFc локуса AFR)

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАЛА

- 02-009 Копрограмма
- 02-001 Анализ кала на скрытую кровь

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ОНКОМАРКЕРОВ

- 41-007 Онкопрофилактика для мужчин (ПСА общий + ПСА свободный)

ЛАБОРАТОРНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ ОРГАНОВ И СИСТЕМ

- 40-483

Лабораторное обследование функции печени

Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, Билирубин непрямой
- 40-482

Онкологический скрининг щитовидной железы

Кальцитонин в сыворотке;Тиреоглобулин;Антитела к тиреоглобулину (антиТГ)
- 40-482

Развернутое лабораторное обследование почек

Общий анализ мочи с микроскопией осадка; Общий анализ крови (без лейкоцитарной формулы и СОЭ); Эритропоэтин; Альбумин в сыворотке; Кальций в сыворотке; Креатинин в сыворотке (с определением СКФ); Мочевина в сыворотке; Белок общий в сыворотке; Фосфор в сыворотке; Калий в сыворотке; Натрий в сыворотке; Альбумин в моче (микроальбуминурия)

2

СК

Условный обозначения

- Кровь для исследования берется в пробирку с соответствующим цветом крышки
- Кровь для исследования берется в пробирку со светло-зеленой крышкой (с гелем)
- Зонд транспортный со средой Эймса и углём
- Контейнер для кала с консервантом
- Аликвота разовой порции мочи в вакуумной пробирки с соответствующим цветом крышки
- Микропробирка для забора капиллярной крови
- Микропробирка (Эппендорф) с транспортной средой для ПЦР
- Контейнер для забора кала
- Стерильный контейнер (сухой) без наполнителей
- Предметное стекло
- Контейнер (красная крышка) для забора мочи
- Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования сгустка
- Кровь после венепункции для получения плазмы центрифугировать сразу при 2000 g в течение 10 мин. Перенести 2/3 плазмы в новую чистую пробирку, закрыть крышкой и центрифугировать эту пробирку повторно при тех же условиях. Затем перенести плазму в транспортную пробирку
- Перенести сыворотку или плазму (в зависимости от исследования) в новую, предварительно охлажденную, транспортную пробирку
- Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии
- Защищать от света