

Направитель/Организация _____

Дата забора	Место забора	Дата рождения (ч/м/г)	Пол	Бер/нед
/ /		/ /	М Ж	/

Фамилия ИО врача _____

Фамилия ИО пациента _____

Паспортные данные

Серия	Номер	Дата выдачи
/	/	/

Выдан _____

Адрес места жительства* _____ (регион, район, город/нас.пункт, улица, дом, корпус, квартира)

*Для граждан РФ по паспорту, для иностранных граждан по документу, подтверждающему регистрацию на территории РФ. При конфиденциальном обследовании персональные данные на пациента приводятся без сокращений по паспорту.

штрих-код

штрих-код

штрих-код

штрих-код

штрих-код

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОМ

ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследования крови

- ☒ 02-014 ☒ Общий анализ крови без лейкоцитарной формулы
- ☒ 02-007 ☒ Скорость оседания эритроцитов (СОЭ)
- ☒ 02-029 ☒ Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой и СОЭ

Исследования мочи

- ☒ 02-006 ☒ Общий анализ мочи с микроскопией осадка
- ☒ 02-002 ☒ Анализ мочи по Нечипоренко

Исследования кала

- ☒ 02-009 ☒ Копрограмма
- ☒ 02-010 ☒ Анализ кала на яйца гельминтов
- ☒ 02-012 ☒ Анализ кала на цисты простейших
- ☒ 02-013 ☒ Энтеробиоз
- ☒ 02-001 ☒ Анализ кала на скрытую кровь

БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Ферменты

- ☒ 06-003 ☒ Аланинаминотрансфераза (АЛТ)
- ☒ 06-010 ☒ Аспартатаминотрансфераза (АСТ)
- ☒ 06-005 ☒ Амилаза общая в сыворотке
- ☒ 06-006 ☒ Амилаза панкреатическая
- ☒ 06-013 ☒ Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ)
- ☒ 06-022 ☒ Креатинкиназа общая
- ☒ 06-023 ☒ Креатинкиназа МВ
- ☒ 06-025 ☒ Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая
- ☒ 06-026 ☒ Лактатдегидрогеназа 1 (ЛДГ 1)
- ☒ 06-027 ☒ Липаза
- ☒ 06-045 ☒ Фосфатаза щелочная общая
- ☒ 06-180 ☒ Фосфатаза кислая общая
- ☒ 06-049 ☒ Холинэстераза в сыворотке
- ☒ 06-137 ☒ Эластаза в сыворотке

Субстраты, аминокислоты и белки

- ☒ 06-036 ☒ Билирубин общий
- ☒ 06-037 ☒ Билирубин прямой
- ☒ 06-057 ☒ Креатинин в суточной моче

указать суточный диурез _____ мл

- ☒ 06-059 ☒ Мочевая кислота в суточной моче

указать суточный диурез _____ мл

- ☒ 06-033 ☒ Мочевая кислота в сыворотке
- ☒ 06-016 ☒ Гомоцистеин
- ☒ 06-050 ☒ С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод)
- ☒ 06-157 ☒ NT-proBNP (количественно)
- ☒ 06-007 ☒ Антистрептолизин О
- ☒ 06-018 ☒ Железосвязывающая способность сыворотки
- ☒ 06-133 ☒ Латентная железосвязывающая способность сыворотки
- ☒ 06-014 ☒ Гликированный гемоглобин (HbA 1c)

Липиды и липопротеины

- ☒ 06-041 ☒ Триглицериды
- ☒ 06-048 ☒ Холестерол общий
- ☒ 06-028 ☒ Холестерол - Липопротеины высокой плотности (ЛПВП)
- ☒ 06-029 ☒ Холестерол - Липопротеины низкой плотности (ЛПНП)

- ☒ 06-008 ☒ Аполипопротеин В
- ☒ 06-009 ☒ Аполипопротеин А 1

Углеводы

- ☒ 06-015 ☒ Глюкоза в плазме
- ☒ Глюкозотолерантный тест

ПРОСЬБА ЗАПОЛНИТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ БЛАНК

Электролиты и неорганические вещества

- ☒ 06-019 ☒ Калий, натрий, хлор в сыворотке
- ☒ 06-020 ☒ Кальций в сыворотке
- ☒ 06-051 ☒ Кальций ионизированный
- ☒ 06-031 ☒ Магний в сыворотке
- ☒ 06-017 ☒ Железо в сыворотке

Витамины, жирные кислоты

- ☒ 06-112 ☒ Комплексный анализ крови на ненасыщенные жирные кислоты семейства Омега-3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ ГОРМОНОВ И ОНКОМАРКЕРОВ

Функция поджелудочной железы и диагностика диабета

- ☒ 13-008 ☒ Антитела к инсулину
- ☒ 06-039 ☒ С-пептид в сыворотке
- ☒ 08-026 ☒ Инсулин

Гастропанель

- ☒ 08-071 ☒ Гастрин
- ☒ 08-097 ☒ Пепсиноген I
- ☒ 08-099 ☒ Пепсиноген II
- ☒ 08-092 ☒ Копрологическая эластаза

ИНФЕКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

Лямблиоз

- ☒ 07-126 ☒ Giardia lamblia, антиген

Геликобактериоз

- ☒ 07-027 ☒ Helicobacter pylori, IgA (количественно)
- ☒ 07-028 ☒ Helicobacter pylori, IgG (количественно)
- ☒ 07-127 ☒ Helicobacter pylori, антиген

Ротавирусная инфекция

- ☒ 07-128 ☒ Rotavirus, антиген
- ☒ 09-097 ☒ Rotavirus A, РНК [ПЦР] (кал)

Сальмонеллез

- ☒ 07-099 ☒ anti-Salmonella, определение антител к сероварам А,В,С1,С2,Д,Е
- ☒ 09-100 ☒ Salmonella species, ДНК [ПЦР] (кал)

Острые кишечные инфекции

- ☒ 07-107 ☒ anti-Shigella flexneri 1-V,V1, anti-Shigella sonnei
- ☒ 09-102 ☒ Shigella и энтероинвазивные штаммы E.coli, ДНК [ПЦР] (кал)

Иерсиниоз и псевдотуберкулез

- ☒ 07-114 ☒ Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgA, полуколичественно
- ☒ 07-115 ☒ Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgM, полуколичественно
- ☒ 07-116 ☒ Yersinia pseudotuberculosis, Yersinia enterocolitica, IgG, полуколичественно
- ☒ 09-101 ☒ Yersinia pseudotuberculosis, ДНК [ПЦР] (кал)

Брюшной тиф

- ☒ 07-108 ☒ Антитела к Vi-антигену Salmonella typhi

НАПРАВЛЕНИЕ НА ИССЛЕДОВАНИЯ ВРАЧОМ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГОМ

Лептоспироз

- 07-068 Leptospira, IgA, титр
07-069 Leptospira, IgG, титр
09-043 Leptospira, ДНК [реал-тайм ПЦР]
(первая порция утренней мочи, венозная кровь, биоптат)



Энтеровирусная инфекция

- 09-075 Enterovirus, РНК [реал-тайм ПЦР]
(кал, ликвор)



Клонорхис

- 07-140 Clonorchis sinensis, IgG, титр



МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

- 10-035 Посев на золотистый стафилококк (*S. aureus*)

Грудное молоко (лев.), Грудное молоко (пр.), Мокрота, Кал (нужное подчеркнуть)



Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носа, Отделяемое уха (лев.), Отделяемое уха (пр.), Отделяемое раны, Мазок с конъюнктивы (лев.), Мазок с конъюнктивы (пр.), Мазок уrogenитальный, Мазок уrogenитальный (с секретом предстательной железы), Ректальный мазок (нужное подчеркнуть)



Средняя порция утренней мочи – Пробирка вакуумная для мочи с консервантом (борная кислота), 9,5 мл

- 10-015 Посев кала на условно-патогенную флору с определением чувствительности к антибиотикам



- 10-012 Посев кала на патогенную флору

(диз. и тифо-паратифозная группы) с опред. чувствит. к антибиотикам (кал, ректальный мазок)



- 10-013 Дисбактериоз кишечника с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам



- 10-049 Посев на флору с определением чувствительности к антибиотикам и фагам



Грудное молоко (лев.), Грудное молоко (пр.), Мокрота, Плевральная жидкость, Экюлят (нужное подчеркнуть)



Мазок из зева (ротоглотки), Мазок из носа, Мазок из носоглотки (нужное подчеркнуть)



Мазок с конъюнктивы (лев.), Мазок с конъюнктивы (пр.), Мазок уrogenитальный, Отделяемое раны, Отделяемое уха (лев.), Отделяемое уха (пр.), Отделяемое влагалища (нужное подчеркнуть)



Средняя порция утренней мочи



Отделяемые раны

АУТОИММУННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

- 13-013 Антифосфолипидные антитела IgM

- 13-019 Антифосфолипидные антитела IgG

- 13-024 Антитела к бета2-гликопротеину

ПАНЕЛИ ТЕСТОВ И АЛГОРИТМЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

- 40-117 4 обязательных анализа

Антитела к ВИЧ типов 1 и 2 (Anti-HIV), ИФА:anti-HCV, антител, ИФАa; HbSAg, ИФА; Treponema pallidum, антитела, ИФА



- 40-111 Госпитализация в хирургический стационар

Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Группа крови ABO, Резус фактор, Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО), Фибриноген, Глюкоза, Мочевина, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, HbSAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, сверхчувствительно; Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно; HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24), сверхчувствительно, Креатинин



- 40-112 Госпитализация в терапевтический стационар

Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, АСТ, HbSAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, сверхчувствительно; Treponema pallidum, антитела, сверхчувствительно; HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1и 2, и антигена p24), сверхчувствительно, Креатинин



Лабораторное обследование органов и систем

- 40-063 Клинический и биохимический анализ крови – основные показатели

Фосфатаза щелочная обща, Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ) Билирубин прямой, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Кальций в сыворотке Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Мочевая кислота в сыворотке, Триглицериды, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Глюкоза в плазме амиллаза панкреатическая, лейкоцитарная формула, Общий анализ крови, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), холестерол общий



- 40-039 Биохимические показатели – липидограмма

Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол – Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол – Липопротейны низкой плотности (ЛПНП), Холестерол – Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности



- 40-141 Атероскрин оптимальный

Триглицериды, Холестерол общий, Холестерол – Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол – Липопротейны низкой плотности (ЛПНП), Холестерол – Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Коэффициент атерогенности, С-реактивный белок, количественно.



40-495

Полное лабораторное обследование здоровья женщин

(Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антигемоглобин II, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амиллаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А 1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол – Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол – Липопротейны низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Кальций в сыворотке, anti-HCV, антитела, HbSAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, СА 19-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол – Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности



40-496

Полное лабораторное обследование здоровья женщин после 45

(Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антигемоглобин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), N-Остеокальцин (маркер костного ремоделирования), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амиллаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А 1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Кальций в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол – Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол – Липопротейны низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, С-пептид в сыворотке, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Кальций в сыворотке, anti-HCV, антитела, HbSAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, СА 125 II, СА 15-3, Тироксин свободный (Т4 свободный) Тиреотропный гормон (ТТГ), Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ), Эстрадиол, Пролактин, HE4, Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол – Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности, Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA)



40-494

Полное лабораторное обследование здоровья мужчин

Полное лабораторное обследование здоровья мужчин(Клинический анализ крови (с лейкоцитарной формулой), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Антигемоглобин III, Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Амиллаза общая в сыворотке, Аполипопротеин В, Аполипопротеин А 1, Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Гликированный гемоглобин (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке (с определением СКФ), Липаза, Холестерол – Липопротейны высокой плотности (ЛПВП), Холестерол – Липопротейны низкой плотности (ЛПНП), Мочевая кислота в сыворотке, Белок общий в сыворотке, Билирубин общий, Билирубин прямой, Трансферрин, Триглицериды, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Кальций в сыворотке, anti-HCV, антитела, HbSAg, HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2 и антигена p24), Treponema pallidum, антитела, СА 19-9, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Тироксин свободный (Т4 свободный), Тестостерон, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антинуклеарный фактор на HEp-2-клетках, Антитела к экстрагируемому ядерному антигену (ЕНА-скрин), Антитела к тиреопероксидазе (антиТПО), Холестерол – Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Билирубин непрямой, Коэффициент атерогенности



40-023

Лабораторная диагностика анемий

Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин B12 (цианкобаламин) Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей) Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин, Витамин B9 (фолиевая кислота)



40-023

Лабораторная диагностика анемий

Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин B12 (цианкобаламин) Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей) Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин, Витамин B9 (фолиевая кислота)



40-132

Лабораторный скрининг анемий

Билирубин непрямой, Билирубин общий, Билирубин прямой, Витамин B12 (цианкобаламин) Железо в сыворотке, Креатинин в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей) Ретикулоциты, Трансферрин, Ферритин, Витамин B9 (фолиевая кислота), Эритропоэтин



40-131

Лабораторная диагностика железодефицита

Железо в сыворотке, Общий анализ крови (8 основных показателей), Трансферрин, Ферритин



40-120

Биохимические показатели – билирубин

(общий, прямой, непрямой) Билирубин общий, Билирубин прямой, Билирубин непрямой



40-159

Лабораторная диагностика гемахроматоза

Трансферрин, Железосвязывающая способность сыворотки, Ферритин, Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Аспартатаминотрансфераза (АСТ), Билирубин общий, Альбумин, Белок общий Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС)



40-161

Лабораторная диагностика панкреатита

С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Аланинаминотрансфераза (АЛТ) Амиллаза общая в сыворотке, Билирубин общий, Глюкоза в плазме, Лейкоцитарная формула, Липаза Общий анализ крови (8 основных показателей)



40-142

Лабораторное обследование при артериальной гипертензии

Кальций в сыворотке, Коэффициент атерогенности, Креатинин в сыворотке, Натрий в сыворотке Общий анализ крови (8 основных показателей), Тироксин (Т4) свободный, Триглицериды Тиреотропный гормон (ТТГ), Холестерол – Липопротейны высокой плотности (ЛПВП) Холестерол – Липопротейны низкой плотности (ЛПНП), Холестерол – Липопротейны очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий



40-135 **Лабораторное обследование при метаболическом синдроме**
 С-пептид, С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Аполипопротеин А-1, Аполипопротеин В, Гликированный гемоглобин, доля (HbA 1c), Глюкоза в плазме, Коэффициент атерогенности, Альбумин в моче (микроальбуминурия), Мочевая кислота в сыворотке
 Триглицериды, Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол – Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП)
 Холестерол общий

 20° сут. 2 указать суточный диурез

40-140 **Атероскрин максимальный**
 С-реактивный белок, количественно (высокочувствительный метод), Аполипопротеин А-1, Аполипопротеин В, Выявление мутации 20210 G>A в гене F2, Выявление мутации 1691 G>A в гене F5, Выявление мутации (-786) T>C в гене NOS3, Выявление мутации 894 G>T в гене NOS3
 Коэффициент атерогенности, Триглицериды, Холестерол – Липопротеины высокой плотности (ЛПВП), Холестерол – Липопротеины низкой плотности (ЛПНП), Холестерол – Липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП), Холестерол общий

 или

40-483 **Лабораторное обследование функции печени**
 (Коагулограмма №1 (протромбин (по Квику), МНО), Аланинаминотрансфераза (АЛТ), Альбумин в сыворотке, Аспаратаминотрансфераза (АСТ), Гамма-глутамилтранспептидаза (гамма-ГТ), Билирубин общий, Билирубин прямой, Фосфатаза щелочная общая, Холестерол общий, Билирубин непрямой)

40-485 **Развернутое лабораторное обследование поджелудочной железы**
 (Амилаза общая в сыворотке, Глюкоза в плазме, Липаза, С-пептид в сыворотке, СА 19-9)

40-034 **Ежегодное лабораторное обследование женщины**
 Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза в плазме, Амилаза общая, Холестерол общий, Мочевина, Мочевая кислота, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, γ -глутамилтранспептидаза (гамма-ТТ), Фосфор, Кальций, Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая, Гомоцистеин, Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО), Фибриноген, Антитромбин III; HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2, и антигена p24), anti-HCV, антитела, HbSAg, Treponema pallidum, антитела, пролактин, Тиреотропный гормон (ТТГ), Тироксин свободный (Т4 свободный), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Интерпретация результатов исследования, Железо

40-033 **Ежегодное лабораторное обследование мужчины**
 Общий анализ крови, Лейкоцитарная формула, Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), Общий анализ мочи с микроскопией осадка, Глюкоза в плазме, Амилаза общая, Холестерол общий, Мочевина, Мочевая кислота, Белок общий, Билирубин общий, АЛТ, γ -глутамилтранспептидаза (гамма-ТТ), Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) общая, Железо в сыворотке, Гомоцистеин, Коагулограмма №1 (протромбиновый индекс (ПИ), МНО), Фибриноген, Антитромбин III; HIV 1,2 Ag/Ab Combo (определение антител к ВИЧ типов 1 и 2, и антигена p24), anti-HCV, антитела, HbSAg, Treponema pallidum, антитела, Тиреотропный гормон (ТТГ), Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО), Тестостерон, Простатспецифический антиген общий (ПСА общий), сверхчувствительно, Простатспецифический антиген свободный (ПСА свободный), Интерпретация результатов исследования

40-029 **Женская онкология**
 СА 125, СА 15-3, СА 19-9, С-реактивный белок, количество (высокочувствительный метод)
 HE4, Риск наличия злокачественной опухоли яичника (ROMA)
 Общий анализ крови (8 основных показателей), Раковый эмбриональный антиген (РЭА)
 Скорость оседания эритроцитов (СОЭ), метод капиллярной фотометрии

40-139 **Лабораторные маркеры рака шейки матки**
 Раковый эмбриональный антиген (РЭА), Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA),
 Цитологическое исследование мазков-соскобов с поверхности шейки матки и наружного
 маточного зева (Пап-тест)

40-080	Вирусный гепатит А. Первичная диагностика anti-HAV, IgM, HBsAg, сверхчувствительно, anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно, Интерпретация результатов исследования
40-081	Вирусный гепатит А. Контроль эффективности после лечения anti-HAV, IgG, титр, anti-HAV, IgM
40-082	Вирусный гепатит А. Обследование контактных лиц anti-HAV, IgM, Интерпретация результатов исследования
40-083	Вирусный гепатит В. Анализы перед вакцинацией HBsAg, сверхчувствительно, anti-HBc, антитела, anti-HBs, антитела, HBsAg, Интерпретация результатов исследования
40-084	Вирусный гепатит В. Анализы при выявлении гепатита В anti-HBc, IgM, anti-HBc, антитела, anti-HBe, антитела, anti-HBs, антитела, anti-HDV, антитела, ИФА, HBeAg, HBsAg, HBV, ДНК, HDV, РНК, Интерпретация результатов исследования
40-086	Вирусный гепатит В. Контроль активности вируса после лечения anti-HBc, IgM, anti-HBe, антитела, HBeAg, HBsAg, HBV, ДНК, количественно, Интерпретация результатов исследования
40-087	Вирусный гепатит В. Обследование контактных лиц anti-HBc, антитела, anti-HBs, антитела, HBsAg, Интерпретация результатов исследования
40-088	Вирусный гепатит В. Определение стадии заболевания anti-HBc, IgM, anti-HBc, антитела, anti-HBe, антитела, anti-HBs, антитела, HBeAg, HBsAg, HBV, ДНК, Интерпретация результатов исследования
40-089	Вирусный гепатит В. Эффективность проведенной вакцинации и определение необходимости ревакцинации anti-HBs, антитела; Интерпретация результатов исследования
40-085	Вирусный гепатит В. Контроль активности вируса перед началом лечения HBsAg, сверхчувствительно; anti-HBc, IgM ; HBV, ДНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь)
40-091	Вирусный гепатит С. Анализы перед началом лечения Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С; HCV, генотипирование, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь); HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь); Интерпретация результатов исследования
40-092	Вирусный гепатит С. Контроль активности вируса во время и после лечения Антитела к структурным и неструктурным белкам вируса гепатита С; HCV, РНК количественно [реал-тайм ПЦР] (кровь); Интерпретация результатов исследования
40-094	Вирусный гепатит С. Анализы для первичного выявления заболевания. Обследование контактных лиц, anti-HCV, антитела, экспресс, сверхчувствительно; HCV, РНК [реал-тайм ПЦР] (кровь); Интерпретация результатов

- Кровь для исследования берется в пробирку с соответствующим цветом крышки
- Микропробирка для забора капиллярной крови у детей
- Кровь для исследования берется в пробирку со светло-зеленой крышкой (с гелем)
- Зонд транспортный со средой Эймса и углём
- Контейнер для кала с консервантом
- Аликвота разовой порции мочи в вакуумной пробирке с соответствующим цветом крышки
- Зонд транспортный со средой Эймса без угля
- Стерильный контейнер с питательной средой.
- Туффер (красная крышки) для культивирования микроорганизмов из кишечного тракта (среда Кэри-Блэир)

	Кровь после венопункции для получения плазмы центрифугировать сразу, для получения сыворотки центрифугировать сразу после образования густка
	Кровь после венопункции для получения плазмы центрифугировать сразу при 2000 г в течение 10 мин. Перенести 2/3 плазмы в новую чистую пробирку, закрыть крышечкой и центрифугировать эту пробирку повторно при тех же условиях. Затем перенести плазму в транспортную пробирку
	Перенести сыворотку или плазму (в зависимости от исследования) в новую, предварительно охлажденную, транспортную пробирку
	Биоматериал хранить и транспортировать в замороженном состоянии
	Защищать от света
	Биоматериал на данное исследование берется в отдельный контейнер